


Guida all'uso

L'utilizzo è consentito se sotto la direzione di operatori esperti sulla salute e sicurezza.

Ogni kit comprende 10 tappi di schiuma verde per principianti, e 20 tappi di schiuma gialla per studenti con un livello più avanzato.


I tappi di schiuma possono essere ammorbiditi rotolandoli con le dita. In questo modo possono essere espulsi più facilmente dal trainer, se necessario.




Le dimensioni di questi tappi sono quelli tipici dei rischi di soffocamento - fornendo una formazione realistica, ma devono essere tenuti fuori dalla portata di bambini al di sotto dei 4 anni.

Indossare il gilet e regolare le bretelle e la cintura per adattarlo perfettamente al corpo.

Mettere un tappo di schiuma nel tubo che simula le vie aeree.



Mettere le mani nella posizione corretta, tra l'ombelico e la gabbia toracica, appoggiandole leggermente sul gilet.




Rilasciare una rapida spinta verso l'alto per rimuovere l'ostruzione. **Non usare la forza, non è necessario e può causare lesioni.** La tecnica corretta si tradurrà nella fuoriscita del tappo in aria, fornendo così un riscontro immediato e insegnando il concetto.

Attenzione: non puntare il tappo di schiuma sugli occhi.

Usare il cuscinetto per esercitarvi nelle pacche intercascapolari.

ATTENZIONE: solo per simulazione, non usare la forza.




Il gilet per l'addestramento può essere utilizzato in varie posizioni per creare scenari realistici, tra cui: in piedi, seduti e sdraiati a terra.

Inoltre, consente allo studente di praticare l'auto-salvataggio, utilizzando un piano o una sedia da banco.

Istruzioni per la pulizia

Dalla parte inferiore del gilet, rilasciare le chiusure con velcro e rimuovere la camera d'aria in PVC e il tubo che simula le vie aeree dal gilet in neoprene.



Lavare il gilet a mano con un detergente delicato e appendere all'aria.