



## CARATTERISTICHE GENERALI

Soluzione monouso per il lavaggio oculare d'emergenza. Per l'utilizzo basta applicare il tappo sopra il flacone e girarlo in senso orario in modo da rompere la protezione. Il flacone è pronto all'uso. Dispositivo medico.

In ottemperanza all'articolo 22 del Regolamento EU 2017/745, dichiara che:

- a) la compatibilità reciproca dei dispositivi è stata verificata;
- b) è responsabile dell'assemblaggio, imballaggio e ha fornito agli utilizzatori le relative informazioni contenenti le pertinenti istruzioni dei fabbricanti
- c) l'attività di combinare i dispositivi in kit procedurali è stata sottoposta a metodi adeguati di controllo interno, verifica e convalida.
- d) il sistema incorpora sia dispositivi medici CE sia non dispositivi medici.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Soluzione sterile di cloruro di sodio 0,9%. Fornito con tappo oculare a parte per un veloce e pratico utilizzo. Disponibile nei formati da 250 e 500 ml  
Validità: 36 mesi