

∴ **HEINE mini 3000®**

Massima qualità, dimensioni ridotte – con gli strumenti tascabili HEINE.



➤ HEINE mini 3000®

La linea completa di strumenti diagnostici compatti di alta qualità dal design moderno ed esclusivo.



COSI' MINI, COSI' GRANDE. La serie "mini" è la linea di strumenti tascabili e compatti HEINE con le stesse caratteristiche di alta qualità degli strumenti HEINE "full-size" della linea professionale. Questi strumenti sono caratterizzati da un design innovativo e compatto, con prestazioni diagnostiche complete per la massima sicurezza nelle diagnosi. Spegnimento automatico quando si agganciano al taschino, elevata stabilità e manifattura di alta qualità.

**MANEGGEVOLI
E COMPATTI.**

Grande non sempre significa migliore. Nella serie mini 3000 sono il design esclusivo, ergonomico ed attraente a determinare la superiorità qualitativa. Il risultato è una eccezionale maneggevolezza in tutte le indagini mediche.

COMPATTO E SICURO.

Il nostro obiettivo più importante quando abbiamo sviluppato la serie mini 3000 era quello di ottimizzare le caratteristiche tecniche e migliorare le prestazioni. Abbiamo raggiunto questo attraverso innovative migliori e ottimizzando la tecnologia delle lenti delle lampadine alogene XHL Xenon per una più accurata qualità diagnostica.

**DESIGN MODERNO ED
ESCLUSIVO.**

La Qualità incontra il Design. Nella serie mini 3000 questa definizione è assolutamente perfetta. Oltre al design moderno infatti, le materie plastiche speciali utilizzate garantiscono la massima resistenza e il minimo peso. Inoltre, la serie "mini" soddisfa qualsiasi aspettativa in termini di funzionalità e prestazioni.



HEINE mini 3000®
MANICO A BATTERIE

HEINE mini 3000®
OFTALMOSCOPIO

HEINE mini 3000®
FOCALUX

HEINE mini 3000®
PORTA-ABBASSALINGUA

Manico a batterie compatto.
Compatibile con tutti gli
strumenti mini 3000.



Manico a batterie innovativo e compatto dal design pregiato e moderno.

- ✦ **Pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita.** Antiurto, robusta, a presa sicura.
- ✦ **Forma ovale, compatta ed elegante.** Ergonomica.
- ✦ **Clip con interruttore integrato acceso/spento.** Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.
- ✦ **Base svitabile.** Per un facile cambio delle batterie.
- ✦ **Connessione in metallo.** Lunga durata.
- ✦ **Compatibile con tutti gli strumenti mini 3000.** Versatile.
- ✦ **Batterie sostituibili.** Grandezza AA.

Valido oftalmoscopio con diaframma con stellina di fissazione. Ottiche di qualità in formato mini, ideale per visite domiciliari.

- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente ed un'immagine brillante.
- ✦ **5 diaframmi.** Tutte le funzioni più importanti sono presenti, inclusa la stellina di fissazione.
- ✦ **Range di correzione:** da -20D a +20D.

Moderna lampada per oftalmoscopia dal design compatto, a luce focalizzabile per l'esame del segmento anteriore dell'occhio e per oftalmoscopia indiretta.

- ✦ **Peso e dimensioni contenuti.** Particolarmente adatto per le visite a domicilio.
- ✦ **Luce focalizzabile sulle pupille del paziente.** Buona illuminazione del fondo anche in presenza di pupille in miopi.
- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Luce bianca ad elevata intensità luminosa per un'immagine chiara del fondo oculare
- ✦ **Lente da +3D applicabile.** Facilità nell'accomodazione, ingrandimento dell'immagine.

Porta-abbassalingua con espulsore per abbassalingua monouso HEINE.

- ✦ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Luce bianca concentrata. Ottimale illuminazione della cavità oro-faringea.
- ✦ **Con espulsore dell'abbassalingua.** Evita il contatto dopo l'uso.
- ✦ **Solida costruzione in metallo.** Robusto e di lunga durata.
- ✦ **Solo per abbassalingua monouso HEINE.**

HEINE mini 3000®
COMBILAMP



Lampada tascabile con porta-abbassalingua integrato. Tascabile, robusta e durevole.

- **Multifunzionale.** Illuminatore diagnostico e supporto per abbassalingua di legno e monouso HEINE.
- **Lampadina alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Luce chiara e concentrata.

HEINE mini 3000®
OTOSCOPIO A
FIBRE OTTICHE (F.O.)



Otoscopio con illuminazione a fibre ottiche (F.O.)

- **Illuminazione distale a fibre ottiche (F.O.) con tecnologia alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Illuminazione omogenea e priva di riflessi del timpano e del condotto uditivo.
- **Finestrella di visione con ingrandimento 3x** e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi.
- **Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente.** Ottimale impiego degli strumenti e visione ingrandita.
- **Raccordo per monopalla.** Per test pneumatico del timpano.

HEINE mini 3000®
OTOSCOPIO



Otoscopio con illuminazione diretta.

- **Tecnologia alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente.
- **Finestrella di visione con ingrandimento 3x** e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi minimi.
- **Finestrella integrata con lente orientabile lateralmente.** Ottimale impiego degli strumenti e visione ingrandita.

HEINE mini 3000®
PORTASPECCHIETTO LARINGEO



Portaspecchietto laringeo versatile e robusto.

- **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Ottimale illuminazione della cavità oro-faringea.
- **Solida costruzione in metallo.** Robusto e di lunga durata.

HEINE mini 3000®
DERMATOSCOPIO



HEINE mini 3000®
CLIPLAMP



HEINE mini-c®
CLIPLAMP



Dermatoscopio con ottica di qualità. Ingrandimento 10x con regolazione della messa a fuoco.

- ❖ **Ingrandimento 10x.** Grande campo, ricchezza di dettagli.
- ❖ **Tecnologia alogena XHL Xenon migliorata per una maggiore luminosità.** Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente.
- ❖ **Dettagliato compendio con atlante fotografico incluso.** Facilita la diagnosi differenziale delle lesioni pigmentate.

Lampada tascabile robusta e resistente dal design compatto e moderno con testina cromata. Luce chiara e concentrata grazie alla nuova lampadina alogena allo Xenon XHL a forma di lente.

- ❖ **Lampada tascabile ovale, attraente e compatta.** Ergonomica.
- ❖ **Lampadina alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Luce chiara e concentrata.

Lampada tascabile maneggevole e durevole con testina cromata. La Cliplamp mini-c è compatibile solo con il manico mini-c.

- ❖ **Luce tascabile ovale, attraente e compatta.** Ergonomica.
- ❖ **Lampadina alogena XHL Xenon ottimizzata, 100 % più luminosa.** Luce chiara e concentrata.
- ❖ **Pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita.** Antiurto, robusta, a presa sicura.
- ❖ **Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.**
- ❖ **Batterie sostituibili.** Grandezza AAA.

Strumenti tascabili HEINE mini 3000® – un range completo di strumenti diagnostici di alta qualità. Disponibili in nero e blu. La Cliplamp HEINE mini 3000® e la Cliplamp mini-c sono disponibili solo con testina cromata. Prego specificare il colore desiderato. In mancanza di tale precisazione gli strumenti si intenderanno di colore nero.

mini 3000	2,5V
Otoscopio mini 3000 a F.O. con manico a batterie, con 4 speculum riutilizzabili e cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm	D-01.70.120
Otoscopio mini 3000 a F.O. con manico a batterie mini 3000, con cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm	D-01.70.110
Otoscopio mini 3000 a F.O. con lampadina, senza manico e senza accessori	D-01.70.106
Raccordo per monopalla	D-00.80.101
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-01.88.105
Otoscopio mini 3000 con manico a batterie, con 4 speculum riutilizzabili e cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm	D-01.70.220
Otoscopio mini 3000 con manico a batterie mini 3000, con cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4 mm	D-01.70.210
Otoscopio mini 3000 con lampadina, senza manico e senza accessori	D-01.70.206
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-01.88.110
Portaspecchietto laringeo mini 3000 con specchietto piano Ø 20 mm, senza manico	D-01.77.101
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-01.88.057
Porta-abbassalingua mini 3000 con manico a batterie mini 3000 e 5 abbassalingua monouso	D-01.74.118
Porta-abbassalingua, senza manico	D-01.74.100
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-01.88.037
Cliplamp mini-c completa di manico, con 2 batterie AAA, in blister	D-01.73.109
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-01.88.108
Cliplamp mini 3000 completa con manico a batterie mini 3000	D-01.73.131
Cliplamp mini 3000, sola testina, per connessione al manico a batterie mini 3000	D-01.73.130
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-01.88.107
Combilamp mini 3000 con manico a batterie mini 3000 e con 5 abbassalingua monouso	D-01.76.120
Combilamp mini 3000 con lampadina, senza manico	D-01.76.101
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-01.88.107
Oftalmoscopio mini 3000 con manico a batterie mini 3000	D-01.71.120
Oftalmoscopio mini 3000, senza manico	D-01.71.105
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-01.88.106
Lampada Focalux mini 3000 con lente +3D, con manico a batterie mini 3000	D-01.72.141
Lampada Focalux mini 3000 senza lente, con manico a batterie mini 3000	D-01.72.139
Lampada Focalux mini 3000 senza lente, senza manico a batterie mini 3000	D-01.72.100
Lente +3D, sola	C-00.14.109
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-01.88.042
Dermatoscopio mini 3000 con piastrina di contatto, manico a batterie mini 3000, e 10 ml di olio per dermatoscopia	D-01.78.107
Dermatoscopio mini 3000 con lampadina, senza manico	D-01.78.106
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena	X-01.88.109
Manico a Batterie mini 3000 con due batterie IEC LR6 (AA)	D-01.79.021
Set mini 3000	2,5V
Orl Set Diagnostici mini 3000	
Set D-851 completo con Otoscopio mini 3000 a fibre ottiche (F.O.), 4 speculum riutilizzabili, 10 speculum monouso AllSpec, in astuccio rigido con manico a batterie mini 3000 con batterie	D-851.10.021
come sopra, ma con Otoscopio mini 3000	D-851.20.021
Set D-861 completo con Otoscopio mini 3000 a fibre ottiche (F.O.), 1 set = 4 speculum riutilizzabili, 10 speculum monouso AllSpec, in astuccio morbido con manico a batterie mini 3000 con batterie	D-861.10.021
come sopra, ma con Otoscopio mini 3000	D-861.20.021
Set Diagnostici per Oftalmologia mini 3000	
Set D-852 completo con Oftalmoscopio mini 3000 in astuccio rigido con manico a batterie mini 3000 con batterie	D-852.10.021
Set D-862 completo con Oftalmoscopio mini 3000 in astuccio morbido con manico a batterie mini 3000 con batterie	D-862.10.021
Set Diagnostici Combinati mini 3000	
Set D-854 completo con Oftalmoscopio mini 3000, Otoscopio mini 3000, Combilamp mini 3000, specchietto retto mini 3000 con specchietti piano e concavo, 4 speculum riutilizzabili, in astuccio rigido con manico a batterie mini 3000 con batterie	D-854.10.021
come sopra, ma con speculum nasale, 10 mm Ø	D-853.10.021
Set D-873 completo con Oftalmoscopio mini 3000, Otoscopio mini 3000 a F.O., 1 set = 4 speculum riutilizzabili, cad. 5 speculum monouso AllSpec da 2,5 e 4 mm Ø, in astuccio rigido con 2 manici a batterie mini 3000 con batterie	D-873.11.021
come sopra, ma con Otoscopio mini 3000	D-873.21.021
Set D-883 completo con Oftalmoscopio mini 3000, Otoscopio mini 3000 a F.O., 1 set = 4 speculum riutilizzabili, cad. 5 speculum monouso AllSpec da 2,5 e 4 mm Ø, in astuccio morbido con 2 manici a batterie mini 3000 con batterie	D-883.11.021
come sopra, ma con Otoscopio mini 3000	D-883.21.021



HEINE QUALITY

MADE IN GERMANY

Un'azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a prodotti di qualità: HEINE. Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi agli standard internazionali (ISO/CE) e rappresentano il massimo della precisione e del design ergonomico. Un costante impegno nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Distributore Autorizzato

04/07. med 0207 i

Il Vostro rappresentante in Italia
INTERMED S.R.L. · Attrezzature e Strumenti Medicali · Via della Pace 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) · Tel. +39 02 98 24 80 16 · Fax +39 02 98 24 73 61
e-mail: info@intermeditalia.it · www.intermeditalia.it

HEINE

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG · Kientalstr. 7 · 82211 Herrsching · Germany
Tel. +49 (0) 8152/38-0 · Fax +49 (0) 8152/38-202 · E-Mail: info@heine.com · www.heine.com

