

## RIALZI PER W.C.



• **27750 RIALZO WC - altezza 12,5 cm**  
 Con sistema di fissaggio a vite frontale e braccioli fissi in alluminio anodizzato. Portata massima: 130 kg. Imballo: 410x165x468 mm



• **27751 RIALZO WC - altezza 12,5 cm**  
 Con sistema di fissaggio (a vite frontale e posteriore) e braccioli reclinabili in alluminio anodizzato. Portata massima: 130 kg. Imballo: 410x165x468 mm



• **27756 RIALZO WC CLIPPER - 11 cm**  
 Si adatta facilmente a qualsiasi water. Completamente realizzato in plastica iniettata. 4 clip di fissaggio assicurano un aggancio facile e forte al water. Portata max: 185 kg



• **27741 RIALZO WC - 10 cm**  
 Con sistema di fissaggio laterale. Portata massima: 250 kg. Imballo: 373x128x410 mm



• **27740 RIALZO WC - 15 cm**  
 Con sistema di fissaggio laterale. Portata massima: 250 kg. Imballo: 373x165x410 mm



• **27735 RIALZO WC con COPERCHIO - 10 cm**  
 • **27737 RIALZO WC con COPERCHIO - 15 cm**  
 Con sistema di fissaggio laterale. Portata massima: 250 kg. Imballo: 373x128x410 mm (27735) 373x165x410 mm (27737)

## RIALZO WC MORBIDO CONTACT PLUS

• **27743 RIALZO WC MORBIDO CONTACT PLUS**  
 • **27745 RIALZO WC MORBIDO CONTACT PLUS - con coperchio**  
 Rialzo WC morbido di alta qualità, realizzato in schiuma ad alta densità iniettata in una pelle impermeabile in PVC. Si adatta alla maggior parte dei WC in modo estremamente sicuro. Questo comodo sedile con forma ergonomica in schiuma ad alta densità alza il WC di 11 cm. Collaudato per 185 kg.



	Dimensioni	larghezza	profondità	altezza
Esterne	37 cm	41 cm	16 cm	
Interne	21 cm	26 cm	16 cm	



## COMODE WC - DOCCIA



• **27758 COMODA DA BAGNO con schienale**  
 Struttura in alluminio, seduta imbottita. Bacinella in plastica rimovibile.



• **27759 COMODA WC - DOCCIA**  
 Adatta anche come rialzo per WC. Altezza regolabile 45-55 cm (retro 78-88 cm).  
 • **27766 BACINELLA PLASTICA - ricambio**

## RIALZO WC CLIPUP®



Fornito con 6 gommini antiscivolo in SBS  
 Sistema brevettato di aggancio con dente di arresto

MADE IN FRANCE



• **27738 RIALZO WC CLIPUP® - autoclavabile**  
 ClipUp® può essere installato in modo sicuro su qualsiasi tipo di WC. Sistema di fissaggio innovativo mediante dente di arresto. La forma con scanalatura anteriore fornisce il massimo confort e facilita l'igiene personale. Portata massima: 150 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni: larghezza 34 - 37 cm	Apertura seduta (prof x largh): 26x16 - 19 cm
profondità 38,5 cm	Elevazione WC: 10 cm
altezza 14 cm	Peso: 0,872 kg
Imballo: 45,5x16,5xh 39,5 cm	Materiale: 100% polipropilene