

□ CARROZZINE DA COMODA

Dimensioni imballo:
54,5x19x76 cm
Peso: 7,7 kg



43196
4 rotelle Ø 10 cm

Dimensioni imballo:
72x58x36 cm
Peso: 8,8 kg



43198
4 rotelle Ø 10 cm

- **43196 CARROZZINE DA COMODA BLU**
 - **43198 CARROZZINE DA COMODA SMART**
- Carrozzine da comoda in lega di alluminio con superficie anodizzata. Altezza fissa. 4 rotelle dotate di freni, un ampio poggiatesta e bacinella WC con coperchio. Uso in ambienti chiusi. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Codice GIMA						
43196	82	92	56,5	51	46	45
43198	96	100	60	53	52	50

□ COMODA ELITE



43203
Dimensioni:
54x88x105 cm
Peso: 21 kg
Portata: 100 kg

43203
Bacinella WC
in plastica



4 rotelle Ø 20 cm (2 con freno)

- **43203 COMODA ELITE 200 - 43 cm**
 - **43204 COMODA ELITE 200 - 53 cm**
- struttura in acciaio cromato
- similpelle blu, lavabile, ignifuga
- poggiatesta regolabile in altezza e sollevabile
- braccioli removibili - schienale reclinabile

□ SEDIE COMODE

- **27701 SEDIA COMODA - acciaio cromato**
Struttura in acciaio cromato, seduta comoda in plastica, removibile.
 - **27702 CARROZZINA COMODA - verniciata**
Struttura in acciaio verniciata a polvere, braccioli e poggiatesta removibili, solide ruote posteriori con blocco, seduta comoda in plastica.
 - **27703 CARROZZINA COMODA - acciaio inox**
Struttura in acciaio inox, braccioli e poggiatesta removibili, ruote posteriori con blocco, seduta comoda in plastica.
- Manuale multilingue:
GB, FR, IT, ES.
- **27699 POGGIPIEDI per 27702 - paio**
 - **27700 POGGIPIEDI per 27703 - paio**
 - **27766 BACINELLA WC IN PLASTICA - ricambio - Ø 26xh 15 cm**



27701



27702



27703

Codice GIMA														
	55	44	12,5	12,5	51	88	90	44	42	100	54x53x53	DIM	17	18
27702/3														
27701	56	44			47	94		43	38	100	50x19x75		8.5	

□ SEDIA COMODA E DOCCIA

- **43193 SEDIA COMODA E DOCCIA**
- Sedia di sollevamento 3 in 1 in alluminio, utilizzabile come rialzo WC, comoda e sedia da doccia. Dotata di meccanismo di sollevamento a molla e blocco di sicurezza, per aiutare gli utenti ad alzarsi spingendosi dai braccioli. Braccioli inclinati in avanti per facilitare lo spostamento. Piedini antiscivolo e gambe ad altezza regolabile. Fornita con bacinella WC, coperchio della bacinella WC e schermo antiscizzi.
- Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.

Cuscino e schienale in schiuma di PU, impermeabile e durevole

**3 IN 1:
COMODA
SEDIA DOCCIA
RIALZO WC**



43193

Altezza seduta regolabile

Meccanismo di sollevamento a molla

Braccioli reclinati in avanti per facilitare lo spostamento

Struttura in alluminio robusta e antiruggine



- CARATTERISTICHE TECNICHE**
- Larghezza: 52-55,8 cm
 - Profondità: 69,2-73 cm
 - Altezza: 85-95,5 cm
 - Imballo: 64,5x58,5x39,5 cm
 - Portata max: 136 kg
 - Peso: 7,1 kg

□ COMODA COMFORT

- **43190 SEDIA COMODA COMFORT - blu**
 - **43191 SEDIA COMODA COMFORT**
- altezza regolabile - blu
Seduta imbottita e removibile per il massimo confort e un alto livello di igiene. La bacinella WC è staccabile da entrambi i lati e dall'alto.

MADE IN FRANCE

PORTATA MAX 130 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Altezza totale: 85,5 o 85,5/97 cm
- Larghezza tra braccioli: 56 cm
- Larghezza totale: 63 cm
- Altezza bracciolo-suolo: 71 o 71/83 cm
- Altezza seduta-suolo: 50 o 50/63 cm
- Altezza seduta-schienale: 40 cm
- Profondità comoda: 39 cm
- Profondità totale: 49 cm



43190

Seduta removibile

Peso: 6,6 kg

Comoda imbottitura