

## □ BASTONE ANTISCIVOLO CON LUCE

- 43044 TRUSTY CANE - argento
- 43045 TRUSTY CANE - nero


Bastone robusto e pieghevole dotato di luce e ampia base rotante con 3 piedini stabili antiscivolo. Altezza regolabile 85-97 cm. Ampia base Ø 9 cm. Asta in alluminio (spessore 1,2 mm). Impugnatura in ABS (15 cm). Peso 420 g. Necessita di 3 batterie AAA 1,5 V non incluse.

- 43048 PIEDINI - set da 3 - ricambio



RIMANE IN PIEDI

Ampia base rotante che gira a 360° gradi



3 luci LED incorporate  
1 diritta  
2 verso il basso per illuminare la strada

4 articolazioni pieghevoli

3 piedini stabili antiscivolo

## □ BASTONI CON LUCE E ALLARME



Flash d'avvertimento a LED rosso

43050, 43052

solo 43052

- 43050 BASTONE DI SICUREZZA CON LUCE - nero
- 43052 BASTONE DI SICUREZZA CON LUCE - base antiscivolo - nero

Bastoni innovativi con luce di sicurezza e allarme.  
- luce bianca frontale ultraluminosa con 4 LED fino a 15 lumen, con posizioni regolabili  
- flash d'avvertimento a luce LED rossa ultraluminosa con 2 LED, fino a 5 lumen  
- comoda impugnatura in ABS e telaio in alluminio  
- sirena di allarme 100 dB  
- altezza regolabile: 10 posizioni da 78 a 100,5 cm  
- ampia base rotante a 360° (solo 43052)  
- rimane in piedi (solo 43052)

Funzionano con 2 pile AAA, non incluse. Carico massimo: 110 kg

Fornito con cinturino da polso

43050 43052

## □ QUADRIPODI E BASTONE CON SEDUTA



43060

43065

43070

43071

43072

• 43060 BASTONE CON SEDUTA - argento  
Bastone in alluminio con seduta, altezza 84 cm, peso 0,9 kg

- 43065 TRIPODE - argento

Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,8 kg

- 43070 QUADRIPODE Q1 - argento (alluminio con impugnatura in PU)

Altezza regolabile 74-97 cm, peso 0,9 kg

- 43071 QUADRIPODE Q2 - argento (base ridotta e impugnatura in PU)

Altezza regolabile: 65-88 cm, peso 0,8 kg

- 43072 QUADRIPODE Q3 - bronzo (con impugnatura in PU)

Altezza regolabile: 70-88 cm - peso: 0,5 kg

Carico massimo tripod e quadripodi: 100 kg Ø 22 mm Ø 19 mm

- 27796 PUNTALE GOMMA Ø int. 16 mm - grigio per 43065, 43070

- sacchetto da 5


Puntale universale in gomma

27797

27795

27796

## □ BASTONE, TRIPODE, QUADRIPODE



CE  
Impugnatura a T ambidestra con rivestimento antiscivolo

EN1985

Altezza: 74-87 cm  
Carico max: 100 kg

43075

Impugnatura ad anello ambidestra con rivestimento antiscivolo  
MADE IN ITALY

EN11334-5

Peso: 0,8 kg  
Altezza: da 78 a 90 cm  
Carico max: 100 kg

Peso: 0,6 kg  
Altezza: da 79,5 a 93,5 cm  
Carico max: 100 kg

43076

EN11334-5

43077

31 cm

34,5 cm

26,5 cm

28,5 cm

24,5 cm

**BASTONE, TRIPODE E QUADRIPODE CON ALTEZZA REGOLABILE**  
Questi ausili alla deambulazione per persone che necessitano di alleviare il carico sulle gambe offrono stabilità e sono più alti dei comuni bastoni.

- 43075 BASTONE DA PASSEGGIO STABILE
- 43076 TRIPODE CON IMPUGNATURA AD ANELLO
- 43077 QUADRIPODE CON IMPUGNATURA AD ANELLO

**Struttura dei bastoni:** le basi e i tubi superiori scorrevoli sono in lega di alluminio leggera. Il tubo centrale del quadripode è in acciaio. I tubi a U con articolazioni in robusta plastica stampata a iniezione conferiscono resistenza e rigidità alla base (solo 43076-7).  
**Fermo di blocco dei tubi:** il blocco dei tubi telescopici con un fermo dotato di doppio perno aumenta la sicurezza.  
**Ghiera rastremata:** stringendo la ghiera rastremata, si elimina il rumore.  
**Puntali:** presa elevata e Ø di 35 mm, ISO EN 11334-4. Puntale in materiale resistente ad attrito (solo 43075)  
Dispositivi medici di Classe I secondo la Direttiva 93/42/CEE.