

CARROZZINE PIEGHEVOLI ESSEX



Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE.

Ampia tasca sul retro



- 43260 CARROZZINA ESSEX - 43 cm - tessuto nero
- 43261 CARROZZINA ESSEX - 46 cm - tessuto nero
- 43262 CARROZZINA ESSEX - 51 cm - tessuto nero
- telaio in acciaio laccato a polvere blu
- ruote posteriori solide in PU Ø 30,5 cm
- ruote anteriori solide in PU Ø 20 cm
- freni bloccaggio su ruote posteriori
- forcella anteriore in acciaio laccato a polvere
- braccioli alzabili imbottiti
- poggiatesta staccabili in alluminio, 6 clip ad altezza regolabile, pedana alzabile, cinghia per talloni
- seduta e schienale in nylon nero



Doppie traverse (solo per 43262)



ACCESSORI PER ESSEX

- 43263 Poggiatesta in alluminio - paio - ricambio
- 43264 Ruota anteriore solida PU - ricambio
- 43265 Ruota posteriore solida PU - ricambio
- 43266 Bracciolo PVC - ricambio

Carrozzina	Seduta			Schienale			Ruote			Peso		Dimensioni		
	Sp	Al	Pr	Sp	Al	Pr	Ø	Ø	Ø	(Kg)		NW	GW	
43260	58	25	43	30,5	20	50	91	96	40	41	110	76x25x93	16	18
43261	61	25	46	30,5	20	50	91	96	40	41	110	76x25x93	16	18
43262	66	25	51	30,5	20	50	91	96	40	41	110	76x25x93	16	18

CARROZZINE PIEGHEVOLI OXFORD



Seduta e schienale in nylon nero



Maniglia per piegare la carrozzina



Ampia tasca sul retro



- 43270 CARROZZINA OXFORD - 43 cm - tessuto nero
- 43271 CARROZZINA OXFORD - 46 cm - tessuto nero
- 43272 CARROZZINA OXFORD - 51 cm - tessuto nero
- telaio in acciaio laccato a polvere blu
- ruote posteriori pneumatiche Ø 61 cm, corrimano in acciaio cromato, rilascio rapido
- ruote anteriori solide in PU Ø 20 cm
- freni di bloccaggio su ruote posteriori
- forcella anteriore in acciaio laccato a polvere
- braccioli alzabili imbottiti
- poggiatesta staccabili, pedana alzabile, cinghia gambe
- Fornita con pompa e manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE
- 43274 CARROZZINA OXFORD PLUS - 46 cm - tessuto nero
- 43275 CARROZZINA OXFORD PLUS - 51 cm - tessuto nero
- Come sopra, ma con ruote posteriori solide in PU Ø 61 cm (24") e sistema antiribaltamento.



Doppie traverse (solo per 43272 e 43275)



Sistema a rilascio rapido

ACCESSORI PER OXFORD

- 43264 Ruota anteriore solida PU - ricambio
- 43266 Bracciolo PVC - ricambio
- 43276 Poggiatesta in plastica - paio - ricambio
- 43277 Ruota posteriore pneumatica - ricambio per 43270-2
- 43278 Ruota posteriore solida PU - ricambio per 43274-5



Sistema antiribaltamento per 43274-5

Carrozzina	Seduta			Schienale			Ruote			Peso		Dimensioni		
	Sp	Al	Pr	Sp	Al	Pr	Ø	Ø	Ø	(Kg)		NW	GW	
43270	60	26,5	43	61	20	50	91	103	40	44	120	82x27x93	18	20
43271, 43274	63	26,5	46	61	20	50	91	103	40	44	120	82x27x93	18	20
43272, 43275	68	26,5	51	61	20	50	91	103	40	44	120	82x27x93	18	20

SEDIA A ROTELLE COMODA PIEGHEVOLE



43283

43283 SEDIA A ROTELLE COMODA

Struttura in acciaio cromato, ideale per pazienti con mobilità ridotta. Braccioli e poggiatesta fissi, rotelle solide e ruote posteriori robuste. La seduta a forma di U della comoda è estremamente durevole, adatta per uso in ambienti interni. Fornita con bacinella WC.

Diametro ruote posteriori: 58 cm.

Diametro rotelle anteriori: 20 cm.

• 27744 RUOTA POSTERIORE SOLIDA - ricambio

• 27766 BACINELLA WC IN PLASTICA Ø 26xh 15 cm - ricambio

• 43285 POGGIAPIEDI IN PLASTICA - paio - ricambio

Seduta			Schienale			Ruote			Peso		Dimensioni	
Sp	Al	Pr	Sp	Al	Pr	Ø	Ø	Ø	(Kg)		NW	GW
64	44	58	20	50	87	105	37	100	92x29x89	19	21,3	