

CINTURE UNIVERSALI PER POLTRONE, COMODE, CARROZZINE

LINEA SMART (43216, 43217)

MADE IN ITALY

Cintura addominale e pettorale imbottite per evitare che il paziente seduto sulla carrozzina scivoli in avanti. Dotate di due cinghie di propilene nere (altezza 5 cm), regolabili fino a 100 cm. Chiusura a clip di sicurezza sganciabile con una sola mano. La cintura pettorale ha due robuste bretelle regolabili. Dispositivi Medici di Classe I. Lavabili a 30°. Dimensioni cintura pettorale: 60x37 cm, lunghezza max. regolabile: 260 cm. Dimensioni cintura addominale: 48x15 cm, lunghezza max. regolabile: 248 cm.



• 43216 CINTURA ADDOMINALE

• 43217 CINTURA PETTORALE

LINEA PREMIUM (43175, 43176, 43177)

MADE IN ITALY

Ausili per posizionare e spostare i pazienti in sicurezza. Chiusura acetale a bottone per maggiore sicurezza e per evitare lo sgancio accidentale. Ideali per carrozzine, comode e poltrone (con 43178).

Rivestimento in tessuto ignifugo e idrorepellente di Classe 1. Lavabile a max. 40°

• 43178 ESTENSORE PER CINTURE LINEA PREMIUM - fino a 150 cm

Lunghezza regolabile.

Necessario per l'uso con poltrona.



• 43175 CINTURA PELVICA

Chiusura a bottone di massima sicurezza

• 43176 CINTURA ADDOMINALE

• 43177 CINTURA PETTORALE

CINTURE DI FISSAGGIO AL LETTO

Cinture di sicurezza 100% cotone per controllare i pazienti allettati. 1 (43185) o 3 (43186-7) chiusure di sicurezza che possono essere sbloccate con un'apposita chiave magnetica. Consentono il movimento singolo (43185-7) o doppio (43186-7) per spostare il paziente in

Chiusure di sicurezza e chiave magnetica

posizione supina (43185-7) o laterale (solo 43186-7). Lavabili a 90° (43185) o 95° (43186-7). Altezza delle cinture 21 cm.

Codice GIMA	CINTURE DI SICUREZZA	Misura	Circonferenza cm
43185	Cintura movimento singolo	L-XL	80-122
43186	Cintura movimento doppio	S-M	60-88
43187	Cintura movimento doppio	L-XL	80-122

43185

MADE IN ITALY

43186, 43187

CINTURA DI TRASFERIMENTO CUSCINO GIREVOLE

• 43181 CINTURA DI TRASFERIMENTO TRANSAC - piccola

• 43182 CINTURA DI TRASFERIMENTO TRANSAC - media

Cintura di trasferimento in poliuretano da

43182

fissare alla vita dell'assistente o del paziente per aiutare quest'ultimo a sedersi o alzarsi, con sforzo minimo e massima sicurezza. Maniglie imbottite (5 verticali e 4 orizzontali), cinghia in poliester e anello di nylon.

Lunghezza: 105 cm (S), 120 cm (M).

Portata per il trasferimento: 160 kg.

Lavabile a 60°.



MADE IN FRANCE

• 43040 CUSCINO DA SEDUTA GIREVOLE


Cuscino di supporto per agevolare la rotazione in auto, sul letto o sulla sedia. Misura: Ø 40 cm

43040

Top 100% in poliester e



Nylon liscio imbottito con schiuma PU




Fondo in tessuto PVC antiscivolo

MATERASSO AD ACQUA IN PVC

• 28502 MATERASSO AD ACQUA IN PVC

Facilita i movimenti e distribuisce la pressione su tutta la superficie di supporto. La doppia cucitura sigillata garantisce massima resistenza e durata. PVC estremamente robusto e facile da pulire con qualsiasi detergente delicato. Bordo ad aria + 3 elementi ad acqua. Fornito con pompa a mano e tubo.



28502

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: PVC spessore 0,40 mm
Dimensioni bordo ad aria esterno: 200x93x11,5 cm
Dimensioni di ciascun elemento: 69x60x11,5 cm
Peso: 3,5 kg

BACINELLA SHAMPOO

• 28507 BACINELLA PER SHAMPOO

Bacinella gonfiabile ideale per lavare la testa a pazienti allettati. Supporta testa, collo e spalle durante lo shampoo. La profondità di 20 cm evita schizzi. Il tubo di scarico elimina l'acqua e la schiuma. Fornita con sacca per l'acqua e soffione da doccia a clip. Dimensioni: 53x61x20 cm. Portata: 10 l

• 28509 SACCA PER L'ACQUA - ricambio



28509

Sacca per trasportare l'acqua laddove non sia facilmente accessibile

28507