

# LETTORE URINE ANALYTICON URILYZER® 100 PRO

- **24049 LETTORE URINE URILYZER® 100 PRO - con stampante**  
 Lettore di strisce per urine semiautomatico e compatto, che presenta numerose caratteristiche innovative. L'interfaccia intuitiva migliora l'inserimento dati e permette di indicare manualmente il colore e la torbidità da un elenco predefinito o con un commento aggiuntivo. Il sistema fornisce inoltre un alto livello di personalizzazione con opzioni flessibili per i test e la reportistica. Il database intelligente comprende diverse opzioni di filtraggio. Da utilizzare solo con le strisce urine 24056, 24057, 24058, 24062, 24063, 24064. Manuale: GB, FR, IT, ES. Altre lingue disponibili su [www.analyticon-diagnostics.com](http://www.analyticon-diagnostics.com) DE, SE, DK, NL, CZ, PL, BG, RO, RU, LT, NO. Software interno: GB, FR, IT, ES, DE, GR, NO, SE, FI, DK, HU, CZ, PL, RO, RU.
- **35674 CARTA TERMICA 57 mm x 25 m - conf. da 20 rotoli**
- **24055 SOLUZIONE DI CONTROLLO - 15 ml - conf. da 2**  
 Stabilità delle fiale aperte (a 2-8°C) pari a 75 giorni o a 20 determinazioni (la prima delle due condizioni che si verifica).
- **24048 VASSOIO PORTA STRISCE - ricambio**
- **24052 MODULO OTTICO + CAVO - ricambio**



MADE IN HUNGARY

Interfaccia intuitiva touch screen

Misurazione facile, pulita e sicura tramite riconoscimento della striscia

**TECNOLOGIA E PRECISIONE TEDESCA**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Misurazioni: 50 misurazioni orarie in modalità di risparmio, 120 misurazioni orarie in modalità rapida  
 Memoria: 3'000 risultati di test su paziente e 1'000 risultati controllo qualità  
 Display: touchscreen LCD 3,5" QVGA (risoluzione 240x320)  
 Stampante: termica a bassa rumorosità con rotolo per circa 280 misurazioni  
 Stampa: numero della misurazione in corso, data ed ora, matricola dell'apparecchio, ID del paziente, asterisco indicante risultati fuori range,

parametri stampabili in unità SI, unità convenzionali o arbitrarie  
 Sensibilità: 5 livelli regolabili a seconda delle esigenze individuali  
 Tipo: lunghezza d'onda di riflettanza fotometro: 505, 530, 620, 660 nm  
 Interfaccia: porta seriale RS232, USB A, USB B, PS2 (tastiera esterna, lettore codice a barre), porta Ethernet, protocollo HL7 LIS2 (ASTM+), HL7, POCT1 A2  
 Dimensioni - peso: 208x290x80 mm (LxPxH) - 1,2 kg  
 Alimentazione: 100-240 V - 50-60 Hz

# STRISCE URINE ANALYTICON COMBISCREEN® PLUS E CLASSIC

Strisce urine per test visivo o per uso con Urilyzer® 100, 100 Pro, 500 Pro e Combiscan 100 (solo 24056\*-8\*, 24062-4). \*Non idonee per 500 - il tampone è dotato di un sistema che annulla PRO e Combiscan l'interferenza dell'acido ascorbico. Ciò è importante nei test del sangue e del glucosio in quanto riduce sensibilmente i falsi negativi (solo CombiScreen® Plus) - l'etichetta di alta qualità resistente all'acqua realizzata con stampa a colori reali garantisce una valutazione visiva esatta - i cambiamenti di colore risultano distinti nell'intervallo clinicamente rilevante anche a un basso livello di concentrazione - facilità di impiego: i risultati possono essere letti direttamente sulla striscia dopo circa 60 secondi (fino a 120 per i leucociti) e confrontati con l'etichetta sul flacone  
 Fornite in tubetto di alluminio dentro una scatola di cartone individuale. Per uso professionale.



MADE IN GERMANY

**COMBISCREEN® PLUS CON PROTEZIONE DALL'ACIDO ASCORBICO**

Strisce urine con protezione dall'acido ascorbico nel test glucosio e nel test sangue




24061

Scatola in tutte le lingue europee.  
 Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL.  
 Istruzioni in tutte le altre lingue europee disponibili su [www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

STRISCE URINE ANALYTICON STRISCE URINE COMBISCREEN® PLUS con protezione acido ascorbico			Minimo vendita
24057	CombiScreen® 5SYS Plus - 5 parametri	tubetto da 100	
24058	CombiScreen® 7SYS Plus - 7 parametri	tubetto da 100	
24059	CombiScreen® 9+Leuko Plus - 9+1 parametri	tubetto da 100	
24061	CombiScreen® 10SL Plus - 10 parametri	tubetto da 100	
24063	CombiScreen® 11SYS Plus - 11 parametri	tubetto da 100	
24064	CombiScreen® 11SYS Plus - 11 parametri	tubetto da 150	
STRISCE URINE COMBISCREEN® CLASSIC senza protezione dall'acido ascorbico			
24068	CombiScreen® 10SL - 10 parametri	tubetto da 150	
24062	CombiScreen® 11SYS - 11 parametri	tubetto da 150	
COMBISCREEN® mALB/CREA*			
24056	CombiScreen® mALB/CREA per microalbuminuria	tubetto da 25	

\* Vedere pagina 4

Codice GIMA	COMBISCREEN® PLUS						COMBISCREEN® CLASSIC	
	24057	24058	24059	24061	24063	24064	24068	24062
Parametri	5SYS	7SYS	9+Leuko	10SL	11SYS	11SYS	10SL	11SYS
Glucosio	•	•	•	•	•	•	•	•
Acido ascorbico								
Chetoni		•	•	•	•	•	•	•
Proteine	•	•	•	•	•	•	•	•
Valore pH		•	•	•	•	•	•	•
Sangue	•	•	•	•	•	•	•	•
Nitriti	•	•	•	•	•	•	•	•
Leucociti	•	•	•	•	•	•	•	•
Gravità specifica				•	•	•	•	•
Bilirubina			•	•	•	•	•	•
Urobilinogeno			•	•	•	•	•	•



24062

24063

Strisce urine senza tampone di protezione dall'acido ascorbico