

## POLTRONE ELEVABILI A 1 O 2 MOTORI

Poltrone con sistema di sollevamento motorizzato che permette di sollevare la seduta dalla base e assistere l'utente fino alla posizione eretta. Poltrone e coperture in microfibra facilmente pulibile. Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES.

**Poltrona elevabile a 1 motore:**

lo schienale e il poggiatesta possono alzarsi o reclinarsi insieme.

**Poltrona elevabile a 2 motori con poggiatesta sollevabile extra:** raggiunge la posizione letto garantendo il massimo rilassamento. Lo schienale e il poggiatesta si muovono separatamente in qualsiasi posizione. Il poggiatesta extra può sollevarsi fino a 8 cm rispetto alla posizione piana.

POLTRONE ELEVABILI ARIANNA a 1 o 2 motori							
Blu	Marrone	Verde	Bordeaux	Motori	Ignifuga	Poggiatesta	
45170	-	-	45173	1 motore	no	standard	
45175	45176	45177	45178	2 motori	no	extra	
45179	-	-	-	2 motori	sì	extra	
COPERTURE PER POLTRONE ELEVABILI							
45195	45196	45197	45198	Coperture per poltrone			
MOTORI DI RICAMBIO PER POLTRONE ELEVABILI							
45162 Motore 1 poltrona a 1 motore - ricambio							
45163 Motore 2A poltrone 2 motori - mov. ascendente/discendente - ric.							
45164 Motore 2B poltrone 2 motori - schienale e poggiatesta - ricambio							
Seduta		Schienale		Poltrona		Portata	
Larghezza cm	Profondità cm	Altezza cm	Altezza cm	Larghezza cm	Lunghezza cm (reclinata)	kg	lbs
49	49,5	49	70	75	170,5	150	331

POLTRONE ELEVABILI GINEVRA a 2 motori							
Blu	Marrone	Verde	Bordeaux	Motori	Ignifuga	Poggiatesta	
45180	-	45182	45183	2 motori	no	extra	
-	45184	-	-	2 motori	sì	extra	
COPERTURE PER POLTRONE ELEVABILI							
45195	45196	45197	45198	Coperture per poltrone			
MOTORI DI RICAMBIO PER POLTRONE ELEVABILI							
45163 Motore 2A poltrone 2 motori - mov. ascendente/discendente - ric.							
45164 Motore 2B poltrone 2 motori - schienale e poggiatesta - ricambio							
Seduta		Schienale		Poltrona		Portata	
Larghezza cm	Profondità cm	Altezza cm	Altezza cm	Larghezza cm	Lunghezza cm (reclinata)	kg	lbs
46	51	40	66	74	169	150	331

POLTRONE ELEVABILI FLAVIA a 2 motori							
Blu	Marrone	Bordeaux	Motori	Ignifuga	Poggiatesta		
45185	45186	45188	2 motori	no	extra		
-	-	45190	2 motori	sì	extra		
COPERTURE PER POLTRONE ELEVABILI							
45195	45196	45198	Coperture per poltrone				
MOTORI DI RICAMBIO PER POLTRONE ELEVABILI							
45163 Motore 2A poltrone 2 motori - mov. ascendente/discendente - ric.							
45164 Motore 2B poltrone 2 motori - schienale e poggiatesta - ricambio							
Seduta		Schienale		Poltrona		Portata	
Larghezza cm	Profondità cm	Altezza cm	Altezza cm	Larghezza cm	Lunghezza cm (reclinata)	kg	lbs
47	50	47	74	78	171,5	150	331

### POGGIATESTA SOLLEVABILE EXTRA 8 CM

Il poggiatesta sollevabile extra può sollevarsi fino a 8 cm rispetto alla posizione piana



### POLTRONE ELEVABILI ARIANNA A 1 O 2 MOTORI



45176



45178

45175,  
45179

### POLTRONE ELEVABILI GINEVRA A 2 MOTORI



45180



45183



45182

### POLTRONE ELEVABILI FLAVIA A 2 MOTORI

45188,  
45190

45185



45186