



MATERASSI, FODERE E CUSCINI




27680

- 27690 MATERASSO 190x80x12 cm
 - 27680 MATERASSO 195x85x14 cm
- Materassi in schiuma di poliuretano, densità 30 kg/mc
- 27691 GUAINA IN POLIESTERE 190x80x12 cm - bianca
 - 27681 GUAINA IN POLIESTERE 195x85x14 cm - bianca



- 27682 MATERASSO CON FODERA 195x85x14 cm
- Materasso in schiuma di poliuretano, densità 30 kg/mc con fodera ritardante di fiamma in poliestere, traspirante al 100%. Classe 1



Dispositivo medico Classe 1IM.
Registrazione RE1535D20D1IM00014

- 44806 MATERASSO AMYLIFE CON FODERA 195x85x14 cm
- Materasso con base in schiuma poliuretanicca e top viscoelastico superiore ad alta densità. Densità 35 kg/mc (base), 60 kg/mc (top). Indeformabile, antibatterico, antimicotico e autoclavabile. Fornito con fodera in poliuretano TEKMA con chiusura a zip.




Classe 1IM.
Registrazione
RE1535D20D1IM00001

- 27696 CUSCINO 45x75x10 cm
- Cuscino in schiuma di poliuretano traspirante, densità 21 kg/mc con fodera ritardante di fiamma in poliestere. Lavabile a 95°C, autoclavabile.



Classe 1IM.
Registrazione
VA735D1IM00014

- 44812 CUSCINO SWEET DREAM 50x80x18 cm
- Imbottitura e fodera in poliestere lavabile a 40°C. Ritardante di fiamma.



27692

Dispositivo medico Classe 1.
Registrazione RE1535D20D1IM00003

- 27692 MATERASSO DAMA 195x85x14 cm
- Materasso in poliuretano espanso, densità 30 kg/mc. Ignifugo e privo di lattice. Antibatterico, ipoallergenico e antimicotico. Autoclavabile a 135°C.



Dispositivo medico Classe 1IM.
Registrazione RE1535D20D1IM00008

- 44804 MATERASSO HNF CON FODERA 195x85x14 cm
- Materasso in schiuma di poliuretano, densità 35 kg/mc. Indeformabile, antibatterico, antimicotico e autoclavabile a 135°C. Fornito con fodera in poliuretano TEKMA con chiusura a zip.



PORTATA FINO
A 250 KG

Dispositivo medico Classe 1IM.
Registrazione RE1535D20D1IM00008

- 44803 MATERASSO CON FODERA 195x85x18 cm
- Materasso in schiuma di poliuretano, densità 35 kg/mc. Indeformabile, antibatterico, antimicotico e autoclavabile a 135°C. Fornito con fodera in poliuretano TEKMA con chiusura a zip.



Class 1

- 27681 FODERA IN POLIESTERE 195x85x14 cm - bianca
- Fodera ignifuga in poliestere traspirante per materassi (27680, 27682, 27692)



Class 1


- 27695 FODERA IN POLIURETANO TEKMA - 195x85x18 cm - bianca
- Fodera morbida, ignifuga, traspirante e impermeabile. Universale (fino a h14 cm) con elastico. Lavabile. Autoclavabile a 134°C.

SCHIENALE




- 44825 SCHIENALE - blu
- Struttura tubolare in acciaio verniciato, regolabile in 5 posizioni.

ALZA COPERTE



- 27642 ALZA COPERTE
- Struttura tubolare in acciaio cromato. Smontabile.

PORTACARTELLE A4 E A3



0.7 kg

27647 44820

Gancio universale
per fissaggio
al letto

Ideale per la
privacy: cartelle
pazienti non visibili

44821

- 27647 PORTACARTELLE A4 INOX 37x25x5 cm
- 44820 PORTACARTELLE A4 PVC BIANCO 24x32 cm
- 44821 PORTACARTELLE A3 PVC BIANCO 43x32 cm