

## BARELLE CORSIA



Parte superiore  
removibile



MADE IN ITALY

Istruzioni multilingue:  
GB, FR, IT, ES

27801



- 27800 BARELLA paziente
  - 27801 BARELLA paziente - parte superiore smontabile
- Realizzate in tubolare di acciaio cromato e fornite con materasso in materiale plastico lavabile e autoestinguente. Dotate di 4 ruote Ø 100 mm di cui 2 con freno. Dimensioni: 180x54xh 80 cm. Portata max: 110 kg.



Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA PAZIENTE - non inclusi
27810	Coppia sponde ribaltabili
27811	Asta portaflebo
27812	Cestello porta coperta in acciaio solo per 27800
27813	Cestello per bombola ossigeno

## BARELLA PROFESSIONALE DA CORSIA

MADE IN ITALY



- 44760 BARELLA CORSIA
- Caratteristiche principali:
- Telaio piano rete: realizzato in tubo d'acciaio a sezione semiovale 50x25x2 mm.
  - Carrello inferiore: realizzato in tubo d'acciaio Ø 30x1,5 mm e tubo d'acciaio a sezione ovale 40x20x1,5 mm.
  - Maniglia di tiro/spinta: in tubo d'acciaio sezione Ø 30x1,5 mm.
  - Finitura: finitura con polveri epossidiche; grigio standard RAL 7040.
  - Piano rete: a due sezioni con griglie costituite da barre di acciaio Ø 5 mm e maglie quadrate 50x50 mm.
  - Sezione schienale: sezione trasversale quadrata 25x15x1,5 mm, regolabile in 5 posizioni a mezzo di una cremagliera.
  - Ruote: 4 ruote girevoli in gomma sintetica grigia Ø 200 mm di cui due dotate di freno indipendente.
  - Paracolpi: ai quattro angoli, in resina grigia antiacida, antiurto.
- Fornita non assemblata. Misure esterne 202x71xh 90 cm. Altezza netta rete: 78 cm. Portata: 135 kg. Manuale: GB, FR, IT, ES.

Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA DA CORSIA - non inclusi
44761	Coppia sponde con sistema di fissaggio automatico
44762	Asta portaflebo con due ganci
44763	Cestello in acciaio verniciato grigio
44764	Porta bombole in acciaio cromato*
44765	Materasso in skay ignifugo - classe I - 182x64x4 cm

\*per bombole fino a 41 cm e Ø 15,5




## BARELLA OSPEDALIERA CON TRENDELENBURG



Paracolpi in  
tutti e 4 gli  
angoli

- 27850 BARELLA TRENDELENBURG
- In lega di acciaio, verniciata a fuoco ral 9010 con maniglie in acciaio cromato. Altezza regolabile da 50 a 70 cm con pompa oleodinamica. Trendelenburg fino a 9°, Anti-Trendelenburg fino a 14° (pompa a gas). Portata max: 120 kg. 4 ruote Ø 200 mm (2 con freno). Paraurti in plastica ai 4 angoli. Dimensioni: 65x184 (interne) x h 50-70 cm 72x191 cm (esterne).

Sponde (cod. 27810,  
non incluse)



Codice GIMA	ACCESSORI BARELLA TRENDELENBURG
27810	Coppia sponde ribaltabili 100xh 28 cm
27853	Asta portaflebo
27854	Portabombola ossigeno
27855	Materasso - in sky nero ignifugo - 184x64x3 cm spesso 3 cm