

44775 TAVOLO OPERATORIO ELETTRICO con TR e RTR

Tavolo operatorio elettrico per procedure chirurgiche generiche, principalmente in acciaio inox 304. Motore CC a bassa tensione con prestazioni sicure e stabili. I movimenti del tavolo sono controllabili con una pulsantiera di facile utilizzo. Superficie lunghissima, distanza

di scorrimento lunghissima. Poggiapiedi con molla a gas integrata per facilitare il controllo.

Idoneo per chirurgia con raggi X e braccio a C, grazie allo scorrimento orizzontale lunghissimo.

Portata max: 200 kg.

• 44776 REGGITESTA - opzionale

• 44777 SUPPORTO ORTOPEDICO - opzionale

Sistema di trazione ≥ 200 mm Lunghezza ed altezza regolabile 170-190x48x77-102 cm

44777

**CARATTERISTICHE TECNICHE** 

Dimensioni: 210x50xh 80-100 cm Portata max: 200 kg Trendelenburg: 0-25° Anti-Trendelenburg: 0-22° Inclinazione laterale (sinistra/destra): 0-20° 0-45°/0-90° Poggiatesta (su/giù): 0-75°/0-20° Schienale (su/qiù): 0-15°/0-90° Poggiapiedi (su/giù): Posizionamento orizzontale poggiapiedi: 0-909 Scorrimento orizzontale: 30 cm Elevazione ponte renale: 11 cm

Tensione: 110-220 V, 50/60 Hz

Capacità alimentazione: 1,0 Kw

## **DOTAZIONE STANDARD**

Materasso 2 supporti gambe con cuscino

1 arco reggitelo 2 supporti spalle con cuscino 2 supporti braccia con cuscino

raggi X

2 supporti piedi con cuscino 1 maniglia ponte renale

1 asta portaflebo

## TAVOLO LAVORO INOX 🔳 TAVOLI STRUMENTARIO SALA OPERATORIA Ripiano: 120x65 cm



# **LAVORO INOX**

Tavolo da lavoro utilizzabile da ambo i lati, con due cassetti (47x30xh 12 cm)

affiancati su ogni lato. In acciaio inox AISI 304, struttura portante in tubolare quadro, piano superiore e piano inferiore in acciaio inox liscio. Montato su 4 ruote Ø 100 mm di cui due frenanti.

Dimensioni: 120x70xh 95 cm. Peso 50 kg. Portata massima per ripiano 40 kg. Fornito smontato: 122x35xh 72 cm



# 27913 TAVOLO STRUMENTARIO 2 RIPIANI

Tavolo carrellato portastrumenti per sala operatoria, in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 frenanti.

Dimensioni: 120x65xh 95 cm. Peso: 28 kg. Portata per ripiano: 40 kg. Fornito smontato (123x13xh 68 cm).



### • 27914 TAVOLO STRUMENTARIO 1 **RIPIANO**

Tavolo carrellato portastrumenti per sala operatoria, in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 frenanti. Dimensioni: 120x65xh 95 cm. Peso: 21 kg. Portata: 40 kg. Fornito smontato (123x13xh 68 cm).