


ARMADI SALA OPERATORIA INOX

27917




MADE IN ITALY

• **27917 ARMADIO INOX**

Costruito in acciaio inox AISI 304. Due ante con serratura (spessore 10/10), 4 ripiani regolabili in acciaio INOX (spessore 8/10), 4 piedini regolabili ricoperti da uno zoccolo amovibile di acciaio INOX. Dimensioni: 100x48xh 190 cm. Peso: 130 kg.

27918



MADE IN ITALY

• **27918 ARMADIO INOX+VETRO**

Costruito in acciaio inox AISI 304. Due ante con serratura in vetro temperato, spessore 5 mm, 4 ripiani in vetro temperato spessore 6 mm, 4 piedini regolabili. Dimensioni: 100x48xh 190 cm. Peso: 105 kg.

ARMADIO VERNICIATO

27916



MADE IN ITALY

• **27916 ARMADIO VERNICIATO**

Armadio in acciaio verniciato con polvere epossidica con 4 ripiani regolabili, porte con serratura, 4 piedini regolabili. Dimensioni: 100x50xh 200 cm.



SCAFFALATURA



MADE IN ITALY

27908

• **27908 SCAFFALATURA INOX**

Realizzata in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 5 ripiani in lamiera inox con omega di rinforzo, montati su piantoni verticali fissi. Possibilità di fissare insieme diversi sistemi di scaffalatura.

Misure: 100x50xh 200 cm
Peso: 30 kg.
Portata massima per ripiano: 25 kg.

3 scaffalature fissate insieme



PORTASTRUMENTI



MADE IN ITALY

27442

• **27442 CARRELLO PORTASTRUMENTI**

Struttura monoblocco in acciaio satinato AISI 304. Dotato di 4 cassetti scorrevoli su guide (misure interne 49x33xh 18 cm), il primo provvisto di serratura a chiave, piano superiore bordato su quattro lati per portare oggetti in maggiore sicurezza. 4 ruote snodate Ø 80 mm.

Misure: 60x40xh 110 cm. Peso: 37 kg.

CARRELLO ANESTESIA



MADE IN ITALY

27437

• **27437 CARRELLO ANESTESIA INOX**

In acciaio inox satinato AISI 304, con 6 cassetti (dimensioni interne 26x37xh 7 cm), un ampio scomparto verticale con serratura e uno spazio aperto. Piano superiore con barriere di 3,5 cm 4 rotelle snodate con Ø 80 mm.

Dimensioni: 60x40xh 110 cm. Peso: 39 kg.

I cassetti si chiudono automaticamente quando la serratura dello scomparto verticale viene chiusa