


# CARRELLI MULTIFUNZIONALI SUPER EASY

## CARRELLI COMPONENTI

È POSSIBILE AGGIUNGERE: RIPIANO SUPPLEMENTARE, CESTELLO, ASTA FLEBO, SUPPORTO CARDIO



**CARRELLI SUPER EASY:** Nuovi carrelli eleganti di alta qualità, componibili a piacere. 1 o 2 ripiani robusti, colonne in alluminio e 4 rotelle doppie Ø 65 mm

(2 con freno). Istruzioni di montaggio illustrate.

Codice GIMA	CARRELLI SUPER EASY - con maniglia	Dim. ripiano (cm)
27870	Carrello + ripiano + base	32x26
27871	Carrello + ripiano + base	40x36
27869	Carrello + ripiano + base + supporto monitor*	40x36

\*Non utilizzabile con 27874

Codice GIMA	ACCESSORI per CARRELLI SUPER EASY
27872	Ripiano supplementare 32x26 cm
27873	Cestello
27874	Asta flebo - altezza fissa**
27875	Ripiano supplementare 40x36 cm
27888	Supporto cardio per ECG (non adatto per 27869)

\*\*Carrello con asta flebo di altezza regolabile disponibile su richiesta in 40 giorni

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: 47x42x79 cm (27870-1)  
47x42x102 cm (27869)  
Capacità di carico: totale 120 kg - per ripiano 10 kg  
4 rotelle doppie Ø 65 mm  
(2 con freno)  
Materiale: alluminio estruso e plastica in ABS  
Ripiano: acciaio verniciato con polvere epossidica  
Dispositivo medico Classe I

## CARRELLO PER MONITOR PAZIENTI, VENTILATORI, ECC.

• **45760 CARRELLO PER MONITOR** - senza adattatore piastre  
Carrello appositamente progettato per supporto e mobilità di monitor e ventilatori della maggior parte delle case produttrici. Richiede adattatore per piastre (non incluso) da scegliere in base alla marca e al modello.

- base in acciaio inox di 10 mm di spessore, copertura in ABS ad alta resistenza

- colonna in alluminio estruso con superficie verniciata a polveri epossidiche

- maniglia posteriore ergonomica in ABS con struttura rinforzata


- 5 rotelle doppie piroettanti anti-rumore Ø 65 in gomma

termoplastica e ABS, di cui 3 con freno

Cestello portaoggetti in plastica di ABS (30,5x15,6xh 14,9 cm).

Dimensioni: 52,5x50xh 105 cm.

Portata max: 15 kg.



Codice GIMA	Tipo	ADATTATORI PIASTRE
45761	A	Adattatore Mindray
45762	B	Adattatore Philips
45763	C	Adattatore Philips "Horn"
45764	D	Adattatore per altre marche

Codice GIMA	Tipo	MARCA	MODELLO
45764	D	Colin	Press-Mate 8800
45764	D	Fukuda Denshi	Dynascope DS-8007 e DSA-81
45764	D	General Electric	monitor GE Dash 2000, 3000, 4000 Carescape B650, B450 Carescape B20, B40, B105, B125 serie Root M serie Rad-97 M
45764	D	Masimo	ePM Compact: ePM10-12-15 ePM Modular: ePM10M, ePM12M Vet
45761	A	Mindray	iPM: iPM 8-10-12, iMEC: iMEC 8-10-12 uMEC: uMEC 8-10-12 Benevision: N12-15-17 VS600, VS900 Accutor 3-7
45764	D	Nellcor	N-595, N-550 Pulse Oximeter Bedside SpO <sub>2</sub> PM100N
45764	D	Nihon Kohden	Life Scope i, Life Scope L, BSM 2301, BSM 2303 Vismo PVM 2700, Vismo PVM 4000 Life Scope VS, BSM 3500, BSM 3700, Vismo PVM 2700 Life Scope P, BSM 4103, BSM 4113 Life Scope A, BSM 5105, BSM 5135 Life Scope TR, BSM 6301K, BSM 6501K, BSM 6701K Life Scope G5, Life Scope N, OPV 1500 GF-210R Multigas Unit CSM-1501, CSM-1502, BSM-6XXX, WEP-5200, GF-200
45764	D	Oridion	Capnostream™ 20 e Capnostream™ 20p
45764	D	Philips	Efficia CM10-12-100-120-150 EarlyVue VS30
45763	C	Philips	IntelliVue MP5-20-30-40-50-60-70 IntelliVue MX400-450-500-550-600-700-800
45762	B	Philips	SureSigns Vsi, VS2+ SureSigns VM4-6-8 e serie VS3-VS4-VSV
45764	D	Sanuwave	serie MIST e UltraMIST
45764	D	Sonosite	serie S e M