

## CARRELLI MULTIFUNZIONE CON SISTEMA DI FRENAGGIO CENTRALE

- 45711 CARRELLO MULTIFUNZIONE 65x88xh 100 cm
  - 45713 CARRELLO MULTIFUNZIONE 65x88xh 100 cm con dispenser
- Struttura solida e robusta in lamina di acciaio verniciata con polveri epossidiche antimicrobiche e tecnopolimeri per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e facilità d'uso.

**Parte superiore:** ampia superficie di appoggio in PST con maniglione di spinta ergonomica integrata, dotata di meccanismo centrale per bloccare e sbloccare i freni delle ruote.

**Parte anteriore:** piano di lavoro retraibile con apertura push-pull. 4 cassetti modulari con chiusura automatica morbida, cuscinetti a sfera e serratura centrale con chiave. Cassetti in acciaio verniciato.

**Lato sinistro:** vano a scomparsa e piano di lavoro retraibile in tecnopolimero; portarifiuti da 10 l con apertura al ginocchio e portacateteri.

**Lato destro:** vano a scomparsa con 3 cassetti inclinabili in tecnopolimero.

4 rotelle gemellate Ø 100 mm con sistema di blocco automatico.



Lato sinistro



Sistema di frenaggio centrale

Dispenser rialzato contenente 10 cassettoni inclinabili



MADE IN ITALY

45711



Dim. cassetto medio: 45x48,5xh 15 cm

Dim. cassetto grande: 45x48,5xh 22,5 cm

45713

## CARRELLI MULTIFUNZIONE KS

### CARRELLI MULTIFUNZIONE: BASIC, MEDICAZIONE, EMERGENZA

Carrelli professionali in due dimensioni (piccolo e standard) e 3 modelli (Basic, Medicazione e Emergenza).

- carrello rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche con serratura a sigilli (Emergenza) o a chiave (Basic e Medicazione)
- pannello superiore con bordini sui 4 lati e scomparto integrato

MADE IN ITALY

- cassetti su guide con cuscinetti a sfere con sistema di fermo corsa

- maniglia integrata

- 4 rotelle piroettanti Ø 125 mm - 2 antistatiche (solo 45688/9) e con freno

- portarifiuti laterale da 15 l con coperchio e porta cateteri (solo versioni Basic e Medicazione)

- dimensioni: piccolo 760x714xh 1.022 mm  
standard 911x704xh 1.075 mm

Lato dotato di contenitore per rifiuti da 15 l con coperchio e porta cateteri



45680



Dispenser rialzato contenente 10 cassettoni inclinabili

45685

Retro con ampio scomparto per l'ossigeno e binario in acciaio inox con ganci

Lato dotato di contenitore per rifiuti da 15 l con coperchio



45689



45681

2 cassetti piccoli: 600 xh 75 mm  
2 cassetti medi: 600 xh 151 mm  
1 cassetto grande: 600 xh 228 mm

Piano scrittura

Contenitore laterale con 4 vassoi



45684

3 cassetti medi: 450 xh 151 mm  
1 cassetto grande: 450 xh 228 mm

Piano scrittura

Contenitore laterale con 4 vassoi

Asta porta flebo regolabile in altezza con 2 ganci  
Porta defibrillatore/monitor girevole



45689

2 cassetti piccoli: 600 xh 75 mm  
2 cassetti medi: 600 xh 151 mm  
1 cassetto grande: 600 xh 228 mm

- 45680 CARRELLO BASIC - piccolo
- 45681 CARRELLO BASIC - standard

- 45684 CARRELLO MEDICAZIONE - piccolo
  - 45685 CARRELLO MEDICAZIONE - standard
- Il carrello medicazione è fornito con dispenser superiore contenente 10 cassettoni inclinabili.

- 45688 CARRELLO EMERGENZA - piccolo
  - 45689 CARRELLO EMERGENZA - standard
- Il carrello emergenza è fornito con un porta defibrillatore/monitor girevole e asta porta flebo regolabile in altezza con 2 ganci. Dispositivo medico Classe I.