

Statimetro adulti telescopico

- Misura fino a 225cm, doppia unità di misura
- Struttura in alluminio anodizzato
- Pratico ed intuitivo grazie all'asta telescopica
- Applicabile alle bilance Wunder e a muro

Installabile su bilance Wunder

Compatibile con i seguenti modelli:
RH, RA colonna, RB colonna, RW02 CORRIMANO,
RW2.0 BASIC, R2020 cavo, WBA


Semplice lettura

Grazie all'asta serigrafata e all'indicatore in rosso la lettura delle misurazioni è intuitiva e semplice



Applicabile a muro

Lo statimetro si può fissare facilmente a una parete tramite l'utilizzo dell'apposito supporto



Struttura

Alluminio anodizzato serigrafato con paletta pieghevole in ABS per misurare altezza

Dimensioni

W35 x D55 x H940mm
Paletta in ABS misura 25cm

Packaging

1 pz dimensioni W40 x D70 x H1040mm
Peso: netto 0,7kg - lordo 1kg



CND: V030299 - Repertorio: 676627

Modello	WH200	WH200
Codice	00069AB	00069AD
Portata	Da 60 a 210cm	Da 65 a 225cm
Unità di misura	cm/pollici	cm/pollici
Divisione	1mm	1mm
Garanzia	2 anni	2 anni