

CARRELLI MULTIFUNZIONALI E DI EMERGENZA

CARRELLI KART MULTIFUNZIONALI


Carrelli multifunzionali e di emergenza in alluminio di elevata qualità con caratteristiche impareggiabili.

- top in copolimero ad alte prestazioni con bordo contenitivo
- telaio in alluminio, con trattamento della superficie in argento antiossidante per una maggiore lucentezza, resistenza e affidabilità
- maniglie ergonomiche in acciaio inossidabile, poste su entrambi i lati per una presa facilitata
- struttura dei cassetti in lamiera d'acciaio verniciato con polvere epossidica
- cassetti scorrevoli, totalmente estraibili
- posizione dei cassetti intercambiabile
- maniglie dei cassetti in alluminio con sistema "gancio/gancio" che previene l'apertura accidentale dei cassetti

- ampia capacità dei cassetti: 20 kg (35 kg per cassetti H-200-283 mm)
- sistema di chiusura centralizzata con chiave frontale o sigillo monouso (solo per carrelli di emergenza)
- 6 tasche laterali integrate (3+3) per contenere bottiglie o piccoli oggetti
- ruote pivotanti Ø 125 mm (due con freno) in gomma termoplastica con parafile, perno su cuscinetti a sfera di precisione.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Dimensioni struttura:	COMPACT: 654x605xh 975 mm	MEDIUM: 804x616xh 975 mm
Dimensioni cassetti Compact/Medium:	Larghezza frontale/altezza	Dimensioni interne
small	h1= 1/10 490/640xh 64 mm	432/582x448xh 58 mm
medium	h2= 2/10 490/640xh 137 mm	432/582x448xh 131 mm
large	h3= 3/10 490/640xh 210 mm	432/582x448xh 204 mm
Portacartelle	h4= 4/10 490/640xh 283 mm	432/582x448xh 270 mm
Dispositivi medici Classe I		



45660 COMPACT KART - 5 cassetti - blu
Dimensione: 654x605xh 975 mm

- **45661 CASSETTI SUPERIORI (9+5)** - blu per 45660
- **45662 MEDIUM KART** - 5 cassetti - blu
Dimensione: 804x616xh 975 mm
- **45663 CASSETTI SUPERIORI* (9+5)** - blu per 45662


*Incluso supporto per scatola guanti
• **45677 KIT DIVISORIO** per cassetti compact kart




- **45665 COMPACT KART DI EMERGENZA** - 5 cassetti - rosso
- **45666 COMPACT KART DI EMERGENZA** - 4 cassetti - arancione
Dimensione: 654x605xh 975 mm.
- **45667 MEDIUM KART DI EMERGENZA** - 5 cassetti - rosso
- **45668 MEDIUM KART DI EMERGENZA** - 4 cassetti - arancione
Dimensione: 804x616xh 975 mm.

Fornito con asta portaflebo a 4 ganci, vassoio Ø 120-150 mm portadefibrillatore, supporto per cilindro (doppio per 45667/8) e tavola per massaggio cardiaco (solo 45666/8)

- **27485 SIGILLI MONOUSO NUMERATI** - conf. da 100 pz.
- **27474 SIGILLI MONOUSO NUMERATI PREMIUM** - conf. da 100 pz.



45666




45671 VIEWER KART
Compact kart con negatoscopio a LED, 2 cassetti piccoli e 2 portacartelle.

- **45672 VIEWER KART 2**
Compact kart con negatoscopio a LED, 2 cassetti small e 1 medium, 10 divisori per cartelle (44x48xh 43,8 cm).

Negatoscopio a LED, area 42x36 cm. Ulteriori info a pag. 184, codice 44700

Portacartelle



- **45656 KART PEDIATRICO**
Compact kart pediatrico con 2 cassetti medium e 2 large.
- **45674 KART MULTIFUNZIONE**
Compact kart con 2 cassetti small e 2 portacartelle.

Ripiani superiori a 14 cassetti (9+5)

• **45650 KART PERSONALIZZATO: CONFIGURA IL TUO CARRELLO SELEZIONANDO IL COLORE, I CASSETTI E IL MODELLO** - disponibile in 45 giorni

Cassetti disponibili	Small 1/10 h	Medium 2/10 h	Large 3/10 h	Portacartelle 4/10 h	Scegli i tuoi cassetti considerando: - l'intercambiabilità tra i cassetti - la somma dei cassetti deve essere 10/10 h		
Colori disponibili	Rosso RAL3020	Arancione RAL2004	Turchese RAL5018	Blu RAL5010	Azzurro RAL5012	Verde RAL6018	Giallo RAL1021

*Set da 25 portacartelle sospesi 365 x 240 mm