

## LETTINI GINECOLOGICI



Dimensioni: 180x55xh 80 cm  
Seduta: 55x55 cm  
Fornito smontato.

27501

Istruzioni multilingue:  
GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR

Reggigambe standard



Rotazione  
360°

27503

Reggigambe qualità (deluxe)



Rotazione  
360°

27504

MADE IN ITALY



Dimensioni: 180x55xh 80 cm  
Fornito smontato.

27510

- 27500 LETTINO GIN. DELUXE - reggigambe di qualità
  - 27501 LETTINO GIN. STANDARD - reggigambe standard
- Robusta struttura in tubo rettangolare cromato. Schienale e poggipiedi regolabili in altezza. Materassino in ecopelle lavabile, autoestingente, colore nero. Portata: 110 kg.  
Fornito con bacinella in acciaio INOX Ø 31 cm e reggigambe.
- 26586 BACINELLA IN ACCIAIO INOX Ø 31 cm - ricambio

- 27510 LETTINO DA PARTO DELUXE - reggigambe di qualità
- Come cod 27500, ma con 3 sezioni regolabili separatamente con posizione Trendelenburg. Portata 110 kg.
- 27503 REGGIGAMBE STANDARD - coppia - ricambio
  - 27504 REGGIGAMBE DELUXE - coppia - ricambio
- Il kit reggigambe include 2 reggigambe e supporto.
- 27418 SUPPORTO REGGI LENZUOLINO

## LETTINO A 3 SEZIONI - MULTIFUNZIONE E PER GINECOLOGIA



PORTATA 150 KG

27505

Seduta:  
50x60 cm

Dimensioni: 181x60xh 83 cm  
Fornito smontato.

MADE IN ITALY

Reggigambe  
standard  
completamente  
regolabile  
(27508) e  
girevole  
a 360°



27509

- 27502 LETTINO MULTIFUNZIONALE A 3 SEZIONI - blu
  - 27505 LETTINO GINECOLOGIA A 3 SEZIONI - blu
- Struttura robusta ed elegante in tubolare ovale da 50x25 mm, verniciata con polvere epossidica, colore grigio metallizzato. La parte superiore a tre sezioni ha un'imbottitura ad alta densità rivestita con similpelle ignifuga Classe 1 IM. Le sezioni dello schienale e delle gambe sono completamente regolabili con un sistema meccanico integrato. Il letto ginecologico è fornito con 2 reggigambe in schiuma e bacinella in acciaio INOX Ø 32 cm. Portata massima: 150 kg. Peso: 36 kg.
- 27508 REGGIGAMBE STANDARD per 27505 - coppia - ricambio
  - 27509 REGGIGAMBE DI QUALITÀ per 27505 - coppia - opzionale



Fornito  
smontato

Seduta: 62x60 cm

27502

Dimensioni:  
185x60xh 85 cm



27919



27979



27538

## LETTINO DA PARTO A 3 SEZIONI CON TRENDELENBURG

Reggigambe regolabile  
e girevole a  
360°

- 27538 LETTINO DA PARTO A 3 SEZIONI - con Trendelenburg
- struttura in tubolare ovale in acciaio verniciato con polvere epossidica
  - tre sezioni indipendenti e posizione Trendelenburg
  - imbottitura in schiuma di poliuretano ad alta densità, ignifuga Classe 1 IM
  - copertura in ecopelle lavabile e ignifuga Classe 1 IM
  - piedini in gomma regolabili

Dimensioni: 181x60xh 80 cm  
Dimensioni imballaggio: 75x20xh 196 cm.  
Portata massima: 150 kg.  
Peso netto: 43 kg.

Fornito con 2 reggigambe anatomici, imbottiti e regolabili in altezza, un paio di poggiaspalle, maniglie, portarotolo e bacinella in acciaio inox Ø 32 cm.  
Fornito smontato. Conformità a MDR.

- 27509 REGGIGAMBE DI QUALITÀ - coppia - ricambio

MADE IN ITALY