


## POLTRONE ELETTRICHE CON COMANDO A PEDALE - 4 MOTORI



- **28047 POLTRONA ELETTRICA SABA - 4 motori - bianca**
  - **28048 POLTRONA ELETTRICA SABA - 4 motori - blu avio**
- Poltrona a 4 motori per regolare separatamente l'angolo dello schienale, l'inclinazione della seduta, il poggiatesta e l'altezza dell'intera poltrona, utilizzando il comando a mano o il comando a pedale incorporato. Il rivestimento in pelle di alta qualità è facile da pulire e dà una sensazione di freschezza. Il poggiatesta è dotato di foro facciale. Fornito con cuscino rimovibile e comando a distanza. Base metallica per un'elevata stabilità. Alimentazione: 100-240V - 50/60Hz. Manuale: GB, FR, IT, ES.
- **28013 PORTAROTOLO - opzionale**
  - **45231 SGABELLO - bianco**
  - **45235 SGABELLO - blu avio**
  - **45241 SGABELLO CON SCHIENALE - bianco**
  - **45245 SGABELLO CON SCHIENALE - blu avio**



## POLTRONE PER PODOLOGIA

Misure: 186x86xh 58-89 cm  
Peso netto/lordo: 72/92 kg  
Portata max: 175 kg  
Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.




Misure: 160x73,5xh 51-65 cm  
Peso netto: 41 kg  
Portata max: 200 kg



- **28025 POLTRONA ELETTRICA PODOLOGIA - 3 motori - blu**
- Poltrona elettrica per regolare l'altezza, l'inclinazione dello schienale e l'inclinazione della seduta in modo indipendente, mediante un pedale (opzionale) o una pulsantiera. Il poggiatesta può essere inclinato, i braccioli sono mobili. Manuale: GB, IT.
- **28013 PORTAROTOLO**
  - **45232 SGABELLO - blu**
  - **45242 SGABELLO CON SCHIENALE - blu**

- **28021 POLTRONA PODOLOGIA - meccanica - bianca**
- Questa poltrona è regolabile in altezza e può ruotare su se stessa. Lo schienale e i poggiatesta sono regolabili. La base tonda solida assicura la massima stabilità. Manuale: GB, IT.
- **45231 SGABELLO - bianco**
  - **45241 SGABELLO CON SCHIENALE - bianco**



## RIUNITI PER PODOLOGIA

- **28030 RIUNITO GAMMA1 - 61x45xh 77 cm - piccolo**
  - **28031 RIUNITO GAMMA3 - 108x45xh 77 cm - grande**
- Dotati di piano in legno antigraffio, cassetti e ante, per mantenere sterili gli strumenti. Dotati di allacciamento alla presa di rete per fornire l'alimentazione elettrica al vano germicida, al portalamпада e ad alcune prese di corrente. Alimentazione: 220 V - 50/60 Hz.

	Riunito		Piano		Vano germicida	Scoperto grande
	28030	28031	28030	28031		
Lunghezza:	61 cm	108 cm	61 cm	108 cm	28 cm	28 cm
Larghezza:	45 cm	45 cm	42 cm	42 cm	38 cm	28 cm
Altezza:	77 cm	77 cm			4 cm	15 cm

