

## LETTINI ELETTRICI GIMA REGOLABILI IN ALTEZZA - PEDALE

Letto per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile con struttura metallica verniciata di bianco. Altezza regolabile mediante pedale elettrico. Sezione gambe fissa e testata con foro naso e bocca regolabile manualmente. Disponibile in 12 colori. Imbottitura ignifuga.

Dispositivo medico di Classe I in conformità a MDR 2017/745.  
Capacità sollevamento: 135 kg. Lunghezza: 193 cm. Peso: 54 kg.  
Alimentazione 100-240 V, 50-60 Hz.  
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.  
Sgabelli coordinati vedere pagina 181.

LETTINO ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA - PEDALE				
Letto elettrico		Colore	N.	Copertura opzionale foro naso-bocca
27628	Letto elettrico - pedale	verde	4	27625
27633	Letto elettrico - pedale	blu	2	27631
27634	Letto elettrico - pedale	beige	5	27620
27635	Letto elettrico - pedale	nero	1	27621
27632	Letto elettrico - pedale	col. a richiesta*	altro	27630

\*Disponibile in 20 giorni, a fianco tabella colori

**ACCESSORI**

27629 Supporto reggilenzuolini  
27650 Pedale - ricambio



Profondità 135 mm  
60 mm regolabile 540-740 mm  
27629

Coperture opzionali foro naso-bocca  
27620 27621 27625



CON PEDALE

## LETTINI ELETTRICI GIMA REGOLABILI IN ALTEZZA - BARRA PERIMETRALE

Letto per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile. Altezza regolabile mediante barra perimetrale. Sezione testa regolabile con pompa a gas e dotata di foro naso-bocca. Robusta struttura in acciaio tubolare verniciato con polvere epossidica non tossica, RAL 9010. Barra perimetrale cromata. Destinato a uso professionale in ospedali e studi di fisioterapia o trattamenti. Fornito con materasso spesso 6 cm e copertura per foro naso-bocca 23x11 cm. Imbottitura ignifuga. Disponibile in 12 colori. Dispositivo medico di Classe I in conformità a MDR 2017/745.

Dimensione totale massima 195x59,5xh 54-71 cm.  
Peso: 65 kg. Capacità sollevamento: 135 kg.  
Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

LETTINO ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA - BARRA PERIMETRALE			
Letto elettrico		Colore	N.
44520	Letto elettrico - barra perimetrale	blu	2
44521	Letto elettrico - barra perimetrale	beige	5
44522	Letto elettrico - barra perimetrale	nero	1
44525	Letto elettrico - barra perimetrale	col. a richiesta*	altro

\*Disponibile in 20 giorni, a fianco tabella colori

**ACCESSORI**

27629 Supporto reggilenzuolini



CON BARRA PERIMETRALE

## LETTINO AD ALTEZZA VARIABILE CON TR/RTR

- 44510 LETTINO LORD AD ALTEZZA VARIABILE - verde acqua - 5
- 44516 LETTINO LORD AD ALTEZZA VARIABILE - colore a richiesta\*

\*Disponibile in 20 giorni, sotto tabella colori

Letto stabile e robusto fabbricato in tubolare da mobilio di alta qualità. Comodo, pratico e facile da utilizzare. L'altezza è regolabile mediante due colonne elettriche che possono muoversi contemporaneamente o separatamente (consentendo le posizioni Trendelenburg e Trendelenburg inversa) tramite una pulsantiera. La leva ergonomica sotto il telaio superiore aziona una molla a gas che permette di inclinare il cuscino. Ripiano ad alta densità, ignifugo, imbottito in gomma, di Classe 1 IM, con rivestimento in ecopelle ignifuga di Classe 1 IM. Lavabile con i principali detergenti presenti in commercio.

Conforme a: EU 93/42 CEE.  
Portata massima: 200 kg.  
Fornito con tappo per foro naso-bocca, portarotolo e 4 piedini regolabili.

- 44505 KIT ROTELLE A SCOMPARSA/REMOVIBILI - opzionale



44510