

LENZUOLINI PER LETTINI

LENZUOLINI PER LETTINI

Una gamma completa di lenzuolini igienici e resistenti. Fabbricati in Italia in Cellucotton puro o Cellucotton/polietilene. Ogni rotolo è confezionato singolarmente in busta di plastica per una migliore protezione. Atossici. Disponibili con strappo standard da 38 o 40 cm, oppure con strappo da 190 cm (grandezza intera del paziente).

• 27418 SUPPORTO REGGILENZUOLINI

Supporto regolabile per lettini in metallo. Utilizzabile su supporto rotondo (Ø 27/30mm) o quadrato (27/30mm x 27/30mm).

MADE IN ITALY

ALTRE MISURE DI LENZUOLINI DISPONIBILI SU RICHIESTA



LENZUOLINI PER LETTINI

MATERIALE	Cellucotton gofrato						Microgofrato incollato			Strato di pura ovatta di cellulosa rivestito con una protezione in polietilene				
	27410	27411	27412	27424	27427	27428	27432	27419	27414	27413	27415	27395	27396	
Colore	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco	azzurro	bianco	bianco	azzurro	bianco,	
Strati	1	2	2	2	2	2	2	2	12 g/m ² PE	12 g/m ² PE	8 g/m ² PE	12 g/m ² PE	7 g/m ² PE	
Peso	30 g/m ²	2x20 g/m ²	2x17 g/m ²	2x17 g/m ²	25/27 g/m ²	25/27 g/m ²	26/28 g/m ²	23 g/m ²	22 g/m ²					
Lunghezza	95 m	47,5 m	46 m	50 m	100 m	50 m	80 m	80 m	50 m	50 m	50 m	50 m	100 m	
Altezza	50 cm	59 cm	50 cm	50 cm	50 cm	59 cm	59 cm	59 cm	50 cm	50 cm	60 cm	50 cm	60 cm	
Numero di fogli	250	125	135	132	263	132	210	42	132	132	132	178	263	
Strappi	38 cm	38 cm	34 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	190 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm	
Rotoli per scatola	6	6	9	9	6	9	6	6	6	6	6	6	6	

LETTINO A VALIGIA

MADE IN ITALY



Dimensioni lettino:
187,5x64xh 71 cm (aperto)
93x68xh 14 cm (ripiegato)

• **27407 LETTINO A VALIGIA - nero**
Gambe pieghevoli in acciaio cromato. Rivestimento in finta pelle lavabile. Imbottitura in resina. Portata max: 100 kg. Peso: 16,5 kg. Fornito con borsa di velluto per facilitare il trasporto. Imballo: 95x18x73,5 cm. Manuale: GB, IT, NL.



LETTINO A VALIGIA ALLUMINIO

MADE IN ITALY



Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR

CE

27406

• **27406 LETTINO A VALIGIA IN ALLUMINIO - con foro**
Lettino a valigia leggero, pieghevole, due sezioni, con telaio in alluminio. Doppie gambe centrali per maggiore stabilità e sistema di bloccaggio sulle cerniere. Testata con foro naso-bocca. Imbottito e rivestito in similpelle. Portata max: 100 kg. Peso: 13 kg. Imballo: 94x21,5x66,5 cm

