



CARATTERISTICHE GENERALI

Armadio porta defibrillatore non allarmizzato con anta finestrata e gancio interno per l'alloggiamento dell'apparecchio.
Munito di chiusura lucchettabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale contenitore : Acciaio al carbonio. Verniciatura al forno a 180° con polvere di epossipoliestere (massima anticorrosività e resistenza al calore fino a 150°)

Dimensione: cm 42,5x45,2x16

Colore: bianco

Peso: Kg 3,00

Rev.2022