

DOCCIA NASALE



28084

• **28084 LAVAGGI NASALI SINUS A** - per adulti - flacone 120 ml + 12 bustine saline
I lavaggi con soluzione salina aiutano ad eliminare i problemi nasali come rinorrea, secchezza delle narici e congestione nasale. Grazie ai lavaggi nasali è possibile rimuovere particelle di polvere e polline per disinfiammare le mucose e renderle più resistenti alle allergie.

HUMI-RAINBOW

Fuoriuscita del vapore con regolazione della direzione (rotazione 360°) e della velocità (tramite manopola)



28070

• **28070 UMIDIFICATORE HUMI-RAINBOW**
Umidificatore a ultrasuoni a vapore freddo, dal design attraente e cangiante in 7 colori a LED
• **28071 ESSENZA BALSAMICA - pino**
• **28072 ESSENZA BALSAMICA - agrumi**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: CA 110-240V / 50-60 Hz
Fuoriuscita massima di vapore: 280 ml/h
Portata acqua: 2,8 l
Adatto ad ambienti di dimensioni: min 10, max 25 m²
Funzionamento continuo massimo (non stop): 10 ore
Dimensioni (singola confezione): Ø 19x30 cm - Peso: 1,4 kg

INALATORE VAPINAL

Bottiglia non inclusa



Maniglia per il trasporto

Ampolla con flusso orientabile

CE 0123

MADE IN ITALY

• **28110 INALATORE TERMALE VAPINAL**
Apparecchio a getto tiepido per inalazioni di acqua termale a domicilio. Attraverso uno spruzzatore che sfrutta il principio di Venturi, miscela il vapore caldo e umido con i principi dell'acqua termale. Dotato di caldaia in acciaio. Fornito con ampolla in policarbonato.
• **28112 AMPOLLA VAPINAL - ricambio**
• **28143 INTERRUOTTORE ON/OFF - ricambio**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caldaia: acciaio inox
Valvola di sicurezza e termostato
Alimentazione: 230 V - 50 Hz - 600 W
Tempo riscaldamento: 5-8 min Capacità: 800 ml
Tempo d'inalazione: 12-15 minuti/litro

DISPOSITIVO FOTOTERAPEUTICO ANTIALLERGIA



• **28107 DISPOSITIVO DI FOTOTERAPIA PER RINITE ALLERGICA**
Il dispositivo offre un metodo innovativo ed efficace per attenuare dopo pochi trattamenti i sintomi associati alla rinite allergica, quali lacrimazione, rinorrea e starnuti. Sicuro, rapido, portatile e facile da usare. Funziona utilizzando fototerapia di due lunghezze d'onda differenti: una (luce infrarossa) produce piccole quantità di calore per migliorare il flusso sanguigno e la circolazione, mentre la seconda (luce rossa) elimina le cellule che rilasciano istamina e diminuisce l'infiammazione, alleviando così i sintomi di irritazione della rinite allergica.

- trattamento in 3 minuti
 - sonde nasali senza fili
 - sollievo efficace dai sintomi dell'allergia
 - terapia a luce rossa
 - funzionamento con un solo pulsante
- Dispositivo medico Classe IIa
Fornito con forcella nasale, 2 batterie CR 2032, coperchio di protezione e manuale multilingue GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, RO, GR.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di trattamento: fototerapia a doppia lunghezza d'onda
Lunghezza d'onda: 652 nm (luce rossa); 940 nm (luce infrarossa)
Tempo di funzionamento: 3 minuti
Potenza luce: 3-6 mW per narice
Alimentazione: 2 batterie alcaline CR2032, 3V
Dimensioni - peso: 70x39x17 mm - 21 g (senza batterie)
Classificazione: alimentazione interna, parte applicata di Tipo BF, IP22

