

## AEROSOL HAPPYNEB A PISTONE - PER USO DOMESTICO

• 28132 AEROSOL HAPPYNEB II - a pistone - 230V - Fasterjet

• 28135 AEROSOL HAPPYNEB III - a pistone - 230V

Aerosol a pistone, portatili ed eleganti, per una terapia rapida ed efficace. Affidabili, pratici e sicuri.

Silenziosi e con pistone senza olio.

Apparecchio dal design ergonomico con pratica maniglia per il trasporto e filtro da sostituire ogni 70 cicli.

Fabbricato in conformità con la norma europea EN 60601-1.

Manuali e scatola in 5 lingue:

GB, FR, IT, ES, DE

• 28145 FILTRO - ricambio



Ampolla Fasterjet

Tempo di nebulizzazione:

1 cc, 3 minuti circa

MADE IN ITALY

### DATI TECNICI AEROSOL

Happyneb III con Nebjet Happyneb II con Fasterjet

Portata:	12 ml	16 ml
Volume respirabile < 5 µm	75%	80%
MMAD (Diámetro Aerodinámico Mediano Di Massa)	2,32 µm	2,7 µm
Tasso di nebulizzazione	0,45 ml/min	0,60 ml/min
Volume residuo	0,7 ml	0,7 ml

### DOTAZIONE STANDARD

Mascherina adulti e pediatrica	Boccaglio
Forcella nasale	Ampolla Fasterjet (solo 28132)
Tubo di connessione	Ampolla Nebjet (solo 28135)



Ampolla Nebjet

28135

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	28132 - HAPPYNEB II	28135 - HAPPYNEB III
Tensione:	230V/50 Hz	
Pressione massima:	280 kPa	250 kPa
Pressione d'esercizio:	110 kPa	90 kPa
Flusso d'aria:	15 l/min	14 l/min
Dimensioni:	31x22x13 cm	
Peso:	2,3 kg	2 kg
Rumorosità:	58 db	58 db
Uso temporaneo:	Uso continuo	30/30 min ON/OFF
Classe rischio- norme:	IIa - Classe II, Tipo B	

## AEROSOL A PISTONE ATOMIZER A 2 VELOCITÀ PER USO DOMESTICO

• 28094 AEROSOL ATOMIZER - 2 velocità

Compressore a pistone con due velocità, per uso domestico. Vano accessori separato dal vano cavi per una migliore igiene.

• 28093 FILTRO DI RICAMBIO - conf. da 3



Accessori standard

MADE IN ITALY

### DOTAZIONE STANDARD

Ampolla Nebjet con connettore  
Mascherina adulti e pediatrica  
Boccaglio e forcella nasale  
Tubo e 3 filtri d'aria



28094

Vano accessori

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione d'esercizio:	230V / 50Hz
Ciclo di funzionamento:	continuo
Pressione d'esercizio:	velocità 1: 45 kPa - velocità 2: 60 kPa
Portata d'aria:	velocità 1: 8 l/min - velocità 2: 11 l/min
Nebulizzatore:	velocità 1: 0,2 ml/min - velocità 2: 0,35 ml/min
Dimensione particelle:	80% < 5 µm
Pressione massima:	1,85 bar / 185 kPa
Peso:	1,4 kg
Livello acustico:	56 db
Classe di rischio:	IIa

## AEROSOL EOLO A PISTONE

CE 0476

• 28097 AEROSOL EOLO - a pistone

• 28091 AEROSOL EOLO - a pistone - spina UK

Innovativo, portatile, facile da usare, questo aerosol è ideale per uso domestico.

Raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori. Scocca in plastica termoisolata.

Fornito con mascherina per adulti e pediatrica, ampolla, boccaglio, tubo e filtro aria. Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL\*, Arabo\*). Garanzia 2 anni.

• 28095 FILTRO - conf. 20

MADE IN ITALY

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	28097 EOLO	28102 MISTRAL
Tensione:	230V - 50/60Hz - 170VA	230V - 50/60Hz - 170VA
	110V o 60Hz su richiesta	
Pressione d'esercizio:	1,1 bar	1,1 bar
Flusso d'aria:	14 l/min	14 l/min
Nebulizzazione:	0,4 ml/min	0,35 ml/min
Dimensioni delle particelle	< 5 µm	< 5 µm
Pressione massima:	2,5 bar	2,5 bar
Dimensioni:	22x14,5x12 cm - 1,7 kg	13x8,9x14,6 cm - 1,5 kg
Rumorosità (EN 13544-1)	55 db	60 db
Classe di rischio:	IIa	IIa
Norme:	Classe di isolamento, Tipo B	Classe di isolamento, Tipo BF



28097

\*Solo scatola, non manuale

## AEROSOL MISTRAL A PISTONE

• 28102 AEROSOL MISTRAL - a pistone

Compatto, portatile, facile da usare a casa.

Ciclo di funzionamento: 20 min.on / 40 min. off. Fornito con ampolla Hi Flo, mascherina per adulti e pediatrica con laccio, boccaglio, forcella nasale, tubo aria e filtro aria.

Manuale e scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

• 28088 FILTRO - conf. da 20

• 28103 BORSA PER TRASPORTO - optional



CE 0476

28102