


KIT OCCHIALI



- **25646 KIT OCCHIALI PROTETTIVI - antiappannanti**
Pratico kit composto da 5 supporti in differenti colori e 20 maschere antiappannanti adoperabili anche con occhiali da vista.
Norme: EN 166, EN 167, EN 168.
- **25647 VISIERE DI RICAMBIO - conf. da 20**

OCCHIALI AVATAR



- **25264 OCCHIALI AVATAR - neri/rossi - antiappannanti, antigraffio**
Occhiali antiappannanti e antigraffio per mantenere le lenti trasparenti e garantire la sicurezza degli operatori. Montatura leggerissima e morbida. 9 lenti base in policarbonato con rivestimento Hydroshield. Innovativo nasello regolabile. DPI Categoria II. Norme: EN 166, EN 170.

OCCHIALI E MASCHERA ALTA PROTEZIONE



- **25266 OCCHIALI ISOLAMENTO MEDICAL - antiappannanti e antigraffio - monouso - confezione da 10 pz.**
Occhiali completamente chiusi con prese d'aria per proteggere da gocce, spruzzi e fluidi corporei. Occhiali avvolgenti con protezioni laterali per una maggiore protezione. Lenti chiare per una vista senza ostacoli. Realizzati in PVC trasparente e PC oculare, prese d'aria in PP bianco. Dotati di elastici, non sterile. Conforme con la Ppe regulation (EU) 2016/425 e 166:2001. Cat. II. Confezionato singolarmente con il manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, NO, PL, CZ, SI, HR, HU, RO, BG, GR, Arabic.



- **25265 MASCHERA ALTA PROTEZIONE 6x1 - antiappannante e antigraffio**
- ampia lente per un campo visivo senza distorsioni
- aste regolabili in lunghezza e inclinazione grazie alla tecnologia SoftPad
- sofisticato sistema di ventilazione indiretta
- interno in morbida gomma per il massimo comfort, senza pressione locale
- certificata in ottemperanza a EN166 punto 3 (gocce e schizzi) e punto 4 (particelle di polvere di grandi dimensioni)
- fornita con laccetto elastico

MASCHERINE FILTRANTI 99% MASK-OP® TIPO IIR CON VISORE

MASK-OP® CON VISORE

- **25652 MASK-OP® - elastici - verde - conf. da 50**
- **25654 MASK-OP® - lacci - azzurra - conf. da 50**

MASK-OP® CON VISORE AVVOLGENTE

- **25636 MASK-OP® - elastici - verde - conf. da 50**
 - **25637 MASK-OP® - lacci - azzurra - conf. da 50**
- Mascherina chirurgica resistente agli spruzzi di liquidi e antiappannante, con visore antistatico.
- 4 strati: tre in tessuto non tessuto anallergico e uno in polietilene a rete
 - comodo nasello modellabile
 - efficienza di filtrazione (B.F.E.) $\geq 99\%$, secondo EN 14683:2019+AC:2019
 - resistenza a flusso respiratorio $< 49,0 \text{ Pa/cm}^2$, secondo EN 14683:2019+AC:2019
 - non contiene fibre di vetro né lattice
 - non sterile
 - resistenza a spruzzi di liquidi: resistente a pressione di 16 kPa, secondo ISO 22609, correlato a EN 14683:2019+AC:2019
 - banda interna antiappannante in polietilene espanso
 - Carica microbica $\leq 30 \text{ UFC/g}$, secondo EN 14683:2019+AC:2019

Dispositivo Medico Classe I Regolamento UE 2017/745. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, RU, Arabo.

MASK-OP®
CON VISORE

B.F.E. $\geq 99\%$

MASK-OP®
CON VISORE
AVVOLGENTE



CE



MADE IN ITALY

