

WELLY-E COMBI



DATI TECNICI WELLY-E COMBI

Utilizzo	esercizi arti inferiori o superiori eseguibili anche contemporaneamente. Adatta per ginnastica passiva e riabilitazione post-traumatica e fisioterapia
Informazioni computer	conta pedalate totali/tempo/calorie/scan/velocità. 5 programmi predefiniti
Regolazione velocità	motorizzata
Velocità di rotazione	da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli
Motore	Nr. 2 a corrente continua 230 VCC - 2 x 70 W
Pedalata	avanti e indietro
Pedali	forma ergonomica. Con cinturino fermapiède
Manopole	forma ergonomica per un'impugnatura confortevole
Altezza	regolabile
Peso del prodotto	15 Kg
Dimensioni prodotto	720 x 635 x 950/1048 mm
Peso del prodotto imballato	17 Kg
Dimensioni imballo	810 x 690 x 205 mm
Certificazioni	CE-ROHS