

## ASPIRATORI PROFESSIONALI - ALTO VUOTO



28280-1

MADE IN ITALY

28244-6

### ASPIRATORI CHIRURGICI PROFESSIONALI ASPEED

Aspiratori elettrici a pistone a ciclo continuo, durevoli e ad alte prestazioni. Dotati di protettore termico di sicurezza, non richiedono manutenzione o lubrificazione. Una valvola antireflusso impedisce, durante l'utilizzo del sistema, che

Codice GIMA	ASPIRATORI ASPEED	Alimentazione	Pompa	Struttura
28244	Aspeed 15 l	230 V	singola	metallo
28245	Aspeed 22 l	230 V	doppia	metallo
28280	Aspeed 2 15 l	230 V	singola	plastica
28281	Aspeed 2 22 l	230 V	doppia	plastica

liquidi o secrezioni aspirate arrivino alla pompa aspirante, danneggiandola. Ideali per uso ambulatoriale.

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI PER ASPEED
28255	Filtro antibatterico idrofobico
28258	Vaso autoclavabile da 1 l con coperchio
28259	Sacca monouso
25480	Tube di silicone 6x12 mm - rotolo da 30 m
28254	Adattatore per collegare il catetere al tubo di silicone
28261	Kit adattatore per utilizzo con vaso da 1 l (28258) con Aspeed prodotti prima del 2007

**DOTAZIONE STANDARD**  
 Vaso in polycarbonato autoclavabile da 1.000 cc con valvola di sicurezza antireflusso  
 Sacca monouso 1 l  
 Filtro antibatterico idrofobico  
 Cannula sterile monouso  
 Regolatore di flusso manuale sterile  
 Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabili  
 Cavo alimentazione  
 Manuale utente: GB, FR, IT, DE, ES

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

	ASPEED		ASPEED 2	
	28244	28245	28280	28281
Tensione di esercizio:	230 V-50 Hz		230 V - 50/60 Hz	
Capacità del vaso:	1 l	1 l	1 l	1 l
Alto vuoto:	Flusso forte	Flusso forte	Flusso debole	Flusso forte
Flusso d'aria:	15 l/min	22 l/min	15 l/min	22 l/min
Livello vuoto regolabile:	0 ÷ -0,85 bar (0 ÷ -85 kPa)			
Peso:	3,5 kg	4,2 kg	2,7 kg	3,4 kg
Materiale struttura:	metallo		plastica	
Rumorosità:	53 dBA	63 dBA	63 dBA	63 dBA



28258 Vaso autoclavabile h 19,2 cm Ø in alto 10 cm, base 9,7 cm  
 28259 Sacca monouso

## ASPIRATORE PROFESSIONALE A POMPA UNICA ASPEED 3.0

- 28279 ASPIRATORE ASPEED 3.0 16 l/min - 1 l
- 28319 ASPIRATORE ASPEED 3.0 16 l/min - 2 l

Aspiratore portatile, compatto, affidabile, ideale per la piccola chirurgia. Dispositivo medico elettrico a pistone a ciclo continuo. Alto vuoto, flusso debole. Non richiede né manutenzione, né lubrificazione.

MADE IN ITALY

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di esercizio:	230 V - 50 Hz
Consumo energetico:	max 150 VA
Capacità del vaso:	1 l (28279) o 2 l (28319)
Alto vuoto:	flusso debole
Flusso d'aria:	16 l/min
Livello vuoto regolabile:	0 ÷ -0,65 bar (0 ÷ -65 kPa)
Dimensioni:	300x170xh 260 mm
Peso:	2,3 kg
Rumorosità:	65 dBA
Ciclo operativo:	continuo
Classe:	II
Tipo:	BF

#### DOTAZIONE STANDARD

Vaso in polycarbonato autoclavabile da 1.000 cc o da 2.000 cc con valvola di sicurezza (28258 o 28294)  
 Sacca monouso 1 l (28259) solo per 28258  
 Filtro antibatterico idrofobico  
 Cannula sterile monouso  
 Regolatore di flusso manuale sterile  
 Set di tubi in silicone atossico, sterilizzabili  
 Cavo alimentazione  
 Manuale utente: GB, FR, IT, DE, ES



Il vaso autoclavabile da 1 l o da 2 l può essere utilizzato con entrambi i modelli

28279

28319



28258

La sacca monouso (28259) deve essere inserita all'interno del vaso da 1 l (28258) rimuovendo il coperchio blu



28259

Codice GIMA	ACCESSORI E RICAMBI PER ASPEED
28255	Filtro antibatterico idrofobico - ricambio
28258	Vaso autoclavabile da 1 l con coperchio
28294	Vaso autoclavabile da 2 l con coperchio
28259	Sacca monouso 1 l - ricambio
25480	Tube di silicone 6x12 mm - rotolo da 30 m
28257	Adattatore per collegare il catetere al tubo di silicone - conf. da 100