

ASPIRATORI OSPEDALIERI AD ALTO VUOTO ED ALTO FLUSSO



CLINIC PLUS e HOSPI PLUS

Dimensioni: 460x850x420 mm
Peso: 20 kg



Maniglia per il trasporto
Vano per accessori

2 rotelle antistatiche e 2 frenanti

MADE IN ITALY



CLINIC PLUS e HOSPI PLUS MPR

4 rotelle antistatiche frenanti

SISTEMA MPR Multi purpose rail



Hospi Plus MPR personalizzato con 1 vaso da 2 l, 1 vaso da 5 l e contenitore di sicurezza



28151
La guida multifunzionale in acciaio inox per la massima versatilità consente di appendere qualsiasi accessorio. Idonea solo per modelli MPR



28154, 28155, 28156
Anelli autoclavabili per vasi: 2 o 5 l, Flovac 2 o 3 l

Progettati per l'aspirazione professionale di fluidi corporei, tessuti o ossa di pazienti durante o dopo la chirurgia. Le pompe a pistone che non richiedono lubrificazione né manutenzione forniscono prestazioni elevate. Aspirazione eccellente e vuoto massimo in pochi secondi. Disponibili con vuotometro e vasi autoclavabili in Makrolon® con scala graduata a 200 ml (vaso da 2 l) o a 500 ml (vasi da 4 o 5 l) e vasi Flovac da 2-3 litri con sacche monouso.

Ampia gamma di versioni con funzioni differenti

- velocità di flusso di 60 l/m (Clinic Plus) o 90 l/m (Hospi Plus);
- vasi da 2, 4 o 5 l;
- sistema di guide multifunzionali MPR per una maggiore versatilità;

- pedale e regolatore direzionale di flusso.

Standard elevati di sicurezza del sistema di protezione da troppo pieno
Doppia valvola di sicurezza integrata nel vaso e filtro idrofobico (tutti i modelli), contenitore di sicurezza (solo modelli MPR).

Modelli con guide multifunzionali MPR (Multi Purpose Rail)

Questo sistema aumenta la versatilità consentendo di scambiare facilmente e rapidamente i vari accessori, senza attrezzi. Cinque connettori per anelli di diverso diametro per vasi di dimensioni e tipi differenti (2l, 3l, 5l), porta-cannule e contenitore di sicurezza.



Clinic Plus Basic e Hospi Plus Basic



Clinic Plus Full e Hospi Plus Full con pedale e regolatore elettronico direzione flusso



La guida multifunzionale con 5 fessure di bloccaggio offre versatilità nel cambiare accessori

CARATTERISTICHE TECNICHE	
CLINIC PLUS	HOSPI PLUS
Tensione di funzionamento:	230 V - 50/60 Hz o 110 V - 60 Hz
Aspirazione max:	- 0,90 bar (675 mmHg)
Ciclo operativo:	continuo
Flusso:	60 l/min
Alimentazione:	230 VA
Rumorosità:	51,7 dBA
Norme:	EN 60601-1-1, EN 60601-1-2
	93/42 CEE

APPLICAZIONI PRINCIPALI	
PRONTO SOCCORSO	
CHIRURGIA GENERALE	
GINECOLOGIA	
NEUROCHIRURGIA	
OSTETRICIA	
SALA OPERATORIA	
STUDIO DENTISTICO	

Tensione	ASPIRATORI		Vasi auto-clavabili	Pedale	Regolatore direzione flusso
	230 V	110 V			
	CLINIC e HOSPI PLUS				
	28194	28118	CLINIC Basic	2x2 l	-
	28195	-	CLINIC Full	2x2 l	si
	28196	-	CLINIC Basic	2x4 l	-
	28198	28119*	CLINIC Full	2x4 l	si
	28159	-	CLINIC Basic MPR	2x5 l	-
	28160	-	CLINIC Full MPR	2x5 l	si
	28200	-	HOSPI Basic	2x2 l	-
	28203	-	HOSPI Full	2x2 l	si
	28201	-	HOSPI Basic	2x4 l	-
	28204	28120**	HOSPI Full	2x4 l	si
	28161	-	HOSPI Basic MPR	2x5 l	-
	28162	-	HOSPI Full MPR	2x5 l	si

*Consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due contenitori ** Con 2 vasi x 5 l

DOTAZIONE STANDARD CLINIC PLUS e HOSPI PLUS						
	Clinic, Hospi basic	Clinic, Hospi full	Clinic basic MPR	Clinic full MPR	Hospi basic MPR	Hospi full MPR
Vaso autoclavabile 121°C con valvola troppopieno (2, 4 o 5 l)	2	2	2	2	2	2
Anelli per adattare vasi da 5 l	-	-	2	2	2	2
Contenitore di sicurezza (220 ml)	-	-	1	2	1	2
Filtro antibatterico idrofobico (monouso)	1	1	1	1	2	2
Tubi in silicone autoclavabili Ø 8x14 mm lunghezza 150 cm	1	1	1	1	2	2
Connettore conico Ø 10-11-12mm	1	1	1	1	2	2
Ingresso aspirazione aria	1	1	1	1	2	2
Pedale a funzionamento intermittente o continuo	-	1	-	1	-	1
Sistema sostituzione vasi con tasti soft-touch	-	1	-	1	-	1
Cavo di alimentazione con presa Schuko	1	1	1	1	1	1
Manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, GR, PL, RO	1	1	1	1	1	1

ACCESSORI PER CLINIC/HOSPI PLUS MPR	
28150	Contenitore di sicurezza 220 ml - ricambio
28151	Guida multifunzionale in acciaio inox - opzionale
28154	Anello per vaso autoclavabile 2 l - opzionale
28155	Anello per vaso autoclavabile 5 l - ricambio
28156	Anello per vaso Flovac 2 o 3 l - opzionale
TASTIERE A MEMBRANA - ricambio	
28171	Tastiera a membrana per 28119-20, 28160, 28162, 28195
28172	Tastiera a membrana per 28203, 28204