

[Act+Fast Anti Choking Trainer Blue per addestramento alla Manovra di Heimlich](#)



Codice prodotto AF-101-B

Act+Fast Anti Choking Trainer: l'unico simulatore sul mercato mondiale che permette agli studenti di provare "dal vivo" le spinte addominali (Manovra di Heimlich) e più in generale tutte le manovre di disostruzione delle vie aeree.

Il suo realismo, la sua versatilità e la sua semplicità di utilizzo renderanno l'apprendimento delle manovre da parte degli studenti più fluido ed efficace.

Ideale anche in situazioni di dimostrazioni della manovra a un ampio pubblico, grazie ai suoi colori brillanti, alla sua forma curiosa e alla sua spettacolarità.



SoFraPa
EMERGENCY TRAINING SPECIALIST




LA CAMERA D'ARIA
BREVETTATA CONSENTE
AGLI STUDENTI
DI PRATICARE
LA MANOVRA DI SPINTA
ADDOMINALE (HEIMLICH).

METTI LE MANI
NELLA POSIZIONE
CORRETTA.



SE ESEGUITO
CORRETTAMENTE,
LO STUDENTE VIENE
RICOMPENSATO CON LA
FUORIUSCITA DEL TAPPO
DI SCHIUMA.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Facile da utilizzare
- Taglia unica regolabile grazie alle cinghie laterali
- Possibilità di utilizzarlo su una persona o su un manichino
- Resistente
- Realistico
- Privo di lattice e piombo
- Leggero
- Lavabile

VANTAGGI

- Permette di provare in tutta sicurezza le spinte addominali (Manovra di Heimlich) previste da tutte le linee guida internazionali in materia di disostruzione delle vie aeree.
- Fornisce un feedback istantaneo: se la manovra di Heimlich viene eseguita correttamente, un proiettile di plastica espansa verrà vigorosamente espulso dal Trainer.
- Permette di provare le manovre su una persona in posizione eretta, seduta o addirittura sdraiata, garantendo così la più ampia possibilità di prova.
- Permette di effettuare anche le manovre di auto-disostruzione delle vie aeree.
- La trasparenza delle sue alte vie aeree consente agli studenti di vedere cosa accade in caso di ostruzione e disostruzione delle vie aeree.
- L'indicazione dell'ombelico permette una corretta ricerca del punto in cui si devono effettuare le spinte addominali.
- La sua taglia unica con cinghie regolabili, consente a chiunque di indossare il giubbotto e di passarlo anche rapidamente da un soggetto a un altro.

ALLESTIMENTO STANDARD

- Un giubbotto simulatore per le manovre di disostruzione delle vie aeree compreso di vie aeree superiori in plastica trasparente.
- 10 proiettili da inserire nel Act+Fast per simulare l'oggetto che ostruisce le vie aeree Istruzioni per l'uso.
- Pratica borsa-zaino in nylon per un'estrema facilità di trasporto.

Attenzione al colore del giubbotto Act+Fast Anti Choking Trainer!

A ogni colore corrispondono delle caratteristiche specifiche:

- **Act+Fast Anti Choking Trainer BLU:** giubbotto per manovre su soggetto adulto secondo le Linee Guida Internazionali American Heart Association (solo Manovra di Heimlich).
- **Act+Fast Anti Choking Trainer ROSSO:** giubbotto per manovre su soggetto adulto secondo le Linee Guida Internazionali European Resuscitation Council (Manovra di Heimlich e pacche interscapolari) con cuscinetto imbottito dorsale per provare anche le pacche interscapolari.
- **Act+Fast Anti Choking Trainer GIALLO:** giubbotto per manovre su bambino con cuscinetto imbottito dorsale rimovibile per eseguire le spinte addominali, Manovra di Heimlich, con o senza le pacche interscapolari in funzione delle Linee Guida Internazionali seguite.

Guarda il [video di presentazione di ACT+FAST Anti Choking Trainer](#).