

CARTA GIMA PER MONITOR FETALI DI DIVERSE MARCHE

Codice GIMA	MONITOR FETALE produttore e modello	Standard FHR/BPM**	Tipo	Largh. mm	Lungh. mm o m'	Fogli	Griglia***	Minimo vendita
BIONET								
29526	Fetalcare FC/1400	Int 60/200	rotolo	152	25	-	verde	10
29522	Fetalcare FC/700	US 60/240	rotolo	215	23	-	verde	5
COMEN								
29556	Star 5000/C	Int 60/210	pacco	112	100	150	arrosso	20
29557	Star 5000/D	US 30/240	pacco	151	100	150	arrosso	25
COROMETRICS								
29561	4305-BAO mod. 116-145-150-151-118	Int 60/200	pacco	152	90	150	arrosso	25
29562	4305-BAO mod. 116-145-150-151-118	US 30/240	pacco	152	90	150	arrosso	25

*mm (pacco) o m (rotolo)

**Standard internazionale o US FHR/BPM

Codice GIMA	MONITOR FETALE produttore e modello	Standard FHR/BPM**	Tipo	Largh. mm	Lungh. mm o m'	Fogli	Griglia***	Minimo vendita
EDAN								
29569	Cadence II	US 30/240	pacco	112	90	150	arrosso	20
29570	F/6-F/9	Int 60/200	pacco	152	90	150	arrosso	25
29571	Cadence II	Int 60/200	pacco	112	90	150	arrosso	20
HEWLETT PACKARD								
29576	M1911A	Int 60/200	pacco	151	100	150	verde	25
SHENZHEN CREATIVE								
29556	PC-8000 PRO single	Int 60/210	pacco	112	100	150	arrosso	20
29558	PC-8000 PRO twins	Int 60/210	pacco	151	100	150	arrosso	25
29557	PC-8000 PRO twins	US 30/240	pacco	151	100	150	arrosso	25
SONICAID								
29580	Meridian/800 - Team	Carta bianca	pacco	143	150	300	bianco	10

***arrosso: la griglia può essere arancione o rossa

FASCE ADDOMINALI UNIVERSALI PER MONITOR FETALI

• 29544 FASCE ADDOMINALI MONOUSO - 100 paia (1 rosa +1 azzurra)

Fasce addominali elastiche monopaziente per evitare contaminazioni crociate. Morbide, comode, resistenti all'abrasione, alla corrosione, alla luce e al calore.

Dotate di elevata elasticità e isolamento.


Prestazioni: allungabili oltre 1.000 volte.

Facili da lavare, 85% poliestere e spandex. Dotate di bottoni.

• 29545 FASCE ADDOMINALI RIUTILIZZABILI - conf. da 10

Fasce addominali elastiche e resistenti all'abrasione, alla corrosione, alla luce e al calore. Morbide, comode e facili da lavare e asciugare. Prestazioni: allungabili oltre 100.000 volte. 85% poliestere e spandex. Dotate di bottoni.

COMPATIBILITÀ (29544,29545): Bionet, EDAN, Philips M1350, Philips serie FM 20, GE, Corometrics, Sonicaid, Huntleigh e la maggior parte dei monitor fetali.



STETOSCOPI OSTETRICI

• 32501 STETO OSTETRICO CORTO - legno di faggio

• 32502 STETO OSTETRICO CORTO - legno di faggio

Stetoscopi prodotti artigianalmente in legno di faggio accuratamente selezionato e stagionato per almeno tre anni. Finitura perfetta con una speciale vernice trasparente. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, HU, GR, Arabo.

• 32505 STETO PINARD - alluminio



COPRISONDA IN LATTICE



• 29509 COPRISONDA IN LATTICE - trasparente - sacca da 1000 - sfusi

• 29513 COPRISONDA IN LATTICE - trasparente - conf. da 50

• 29514 COPRISONDA IN LATTICE - trasparente - conf. da 500

Per sonde di ecografi e doppler. Lunghezza 17 cm, Ø 3,3 cm.

Imbastiti singolarmente in busta sigillata di plastica, ad eccezione del codice 29509.

ENTEROCLISMA

• 28720 ENTEROCLISMA -

capacità 2 l

Fornito in scatola di cartone con 2 cannule (vaginale, anale), rubinetto apribile, tubo e borsa per il trasporto.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES.

