



SPATULE DI AYRE - IN LEGNO



Codice GIMA	SPATULE DI AYRE - IN LEGNO	Lunghezza	Minimo vendita
29743	Spatula di Ayre - tipo A <i>Conf. da 500 pz. (5 scatole da 100 pz.)</i>	18 cm	500
29745	Spatula di Ayre sterile - tipo A <i>Confezionate singolarmente in busta sterile, in scatola da 100</i>	18 cm	100

SPATULE DI AYRE - IN PLASTICA



Codice GIMA	SPATULE DI AYRE - IN PLASTICA	Materiale	Lunghezza	Minimo vendita
29746	Spatula di Ayre <i>Cartone da 400 pz. (16 bustine in plastica da 25 pz.)</i>	PP	18 cm	400
29748	Spatula di Ayre - tipo A sterile <i>Confezionate singolarmente in busta sterile, in scatola da 100</i>	PP	18 cm	100
29749	Spatula di Ayre - tipo B sterile <i>Confezionate singolarmente in busta sterile, in scatola da 100</i>	PP	18,8 cm	100

GIMA BRUSH




- 29739 GIMA BRUSH - conici - conf. da 25
 - 29740 GIMA BRUSH - conici - conf. da 400
- Spazzolini monouso per prelievi endocervicali, ideali per la raccolta di campioni vaginali, endocervicali e della superficie nasale nelle analisi citologiche e microbiologiche. Non sterili. Confezionati in sacchetti di plastica da 25 pezzi, in cartone da 400.
- 29742 GIMA BRUSH - conici - sterili - conf. da 500
- Come codice 29740, confezionati singolarmente in busta di plastica sterile. Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, FI, GR, HR.

GIMA BRUSH - STERILI



- 29735 GIMA BRUSH B - sterili - conf. da 100
 - 29736 GIMA BRUSH BALL - sterili - conf. da 100
- Confezionati singolarmente in busta sterile e scatola da 100 buste.




TAMPONI IN COTONE



Codice GIMA	TAMPONE DI COTONE	Materiale bastoncino	Ø Cotone	Lungh. bastoncino	Minimo vendita
29750	Tampone di cotone <i>Cartone da 400 pezzi (16 bustine in plastica da 25 pezzi)</i>	Plastica	1 cm	20 cm	400
29753	Tampone di cotone sterile <i>Confezione da 100 pezzi</i>	Plastica	0,5 cm	15 cm	100
29754	Tampone di cotone <i>Cartone da 1.000 pezzi (10 bustine in plastica da 100 pezzi)</i>	Legno	0,5 cm	15 cm	1'000
29756	Tampone di cotone <i>Cartone da 500 pezzi (10 bustine in plastica da 50 pezzi)</i>	Legno	1 cm	15 cm	500

PAPETTE, GIMA COLLECTOR



Un unico movimento rotatorio di questo strumento permette di prelevare sia cellule endocervicali che escocervicali, compresa la zona di trasformazione, con un minor trauma rispetto alle tecniche tradizionali **29737**

Codice GIMA	PAPETTE	Materiale	Lungh. bastoncino	Minimo Vendita
29737	GIMA collector sterile <i>Confezionati singolarmente in busta sterile in scatola da 100 buste</i>	Plastica	19,5 cm	100