


GISAFE MASCHERINE CHIRURGICHE FILTRANTI 98% 3 VELI IIR CON ELASTICI



Busta singola trasparente

MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO IIR con elastici
 Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte per ospedali, studi dentistici e ambulatori.

- vasta gamma: mascherine adulti in 5 colori o 7 fantasie; mascherine pediatriche in 1 colore o 1 fantasia
- disponibili in scatola da 50 o flowpack da 10
- nasello modellabile da adattare alla forma anatomica del viso
- senza fibra di vetro, efficienza di filtrazione BFE $\geq 98\%$
- materiale non tessuto, senza lattice
- 1° velo esterno 28 gsm non tessuto
- 2° velo 25 gsm filtro meltblown
- 3° velo interno 25 gsm non tessuto



Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, Arabo



Flowpack multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo

20691

CARATTERISTICHE TECNICHE

BFE%	≥ 98
Pressione differenziale (Pa/cm ²)	< 60
UfC/g	< 30
Dimensioni cm:	17,5x9,5 (adulti) - 14x9 (pediatriche)
conforme a EN 14683:2019 + AC:2019; MDR 2017/745 Classe I	

GISAFE MASCHERINA CHIRURGICA A 3 VELI - elastici			
Codice GIMA	MASCHERINE ADULTI - scatola	Colore/Fantasia	Minimo vendita
20697	Mascherine a 3 veli - colorate	rosa	conf. da 50
20698	Mascherine a 3 veli - colorate	bianco	conf. da 50
20699	Mascherine a 3 veli - colorate	verde chiaro	conf. da 50
20700	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	conf. da 50
20701	Mascherine a 3 veli - colorate	nero	conf. da 50
MASCHERINE ADULTI in busta singola trasparente - scatola			
20670	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	conf. da 50
MASCHERINE ADULTI - flowpack			
20694	Mascherine a 3 veli - colorate	rosa	flowpack da 10
20695	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	flowpack da 10
20696	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	conf. da 2000*
20685	Mascherine a 3 veli - fantasia	cartoon	flowpack da 10
20686	Mascherine a 3 veli - fantasia	pace	flowpack da 10
20687	Mascherine a 3 veli - fantasia	stelle	flowpack da 10
20688	Mascherine a 3 veli - fantasia	colore	flowpack da 10
20689	Mascherine a 3 veli - fantasia	macarones	flowpack da 10
20690	Mascherine a 3 veli - fantasia	teschi	flowpack da 10
20691	Mascherine a 3 veli - fantasia	military	flowpack da 10
MASCHERINE PEDIATRICHE - flowpack			
20680	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	flowpack da 10
20682	Mascherine a 3 veli - fantasia	cartoon	flowpack da 10

*200 flowpack da 10 pezzi