



## CURETTE TIPO "KARMAN" E "BERKELEY"



Lunghezza 24 cm con connettore, 20,5 cm senza



Lunghezza 20 cm con connettore, 17 cm senza


| Codice GIMA | CURETTE TIPO "KARMAN" FLESSIBILI - MONOUSO - STERILI | Minimo vendita |
|-------------|--|----------------|
| 29858       | Curette Karman N° 4 - 4 mm x 24 cm                   | conf. da 20    |
| 29859       | Curette Karman N° 5 - 5 mm x 24 cm                   | conf. da 20    |
| 29860       | Curette Karman N° 6 - 6 mm x 24 cm                   | conf. da 20    |
| 29861       | Curette Karman N° 7 - 7 mm x 24 cm                   | conf. da 20    |
| 29862       | Curette Karman N° 8 - 8 mm x 24 cm                   | conf. da 20    |
| 29863       | Curette Karman N° 9 - 9 mm x 24 cm                   | conf. da 20    |
| 29864       | Curette Karman N° 10 - 10 mm x 24 cm                 | conf. da 20    |
| 29865       | Curette Karman N° 11 - 11 mm x 24 cm                 | conf. da 20    |
| 29866       | Curette Karman N° 12 - 12 mm x 24 cm                 | conf. da 20    |

MADE IN ITALY



| Codice GIMA | CURETTE TIPO "BERKELEY" CURVE - RIGIDE - MONOUSO - STERILI | Minimo vendita |
|-------------|--|----------------|
| 29870       | Curette Berkeley N° 7 - Ø 7 mm x 20 cm                     | conf. da 20    |
| 29871       | Curette Berkeley N° 8 - Ø 8 mm x 20 cm                     | conf. da 20    |
| 29872       | Curette Berkeley N° 9 - Ø 9 mm x 20 cm                     | conf. da 20    |
| 29873       | Curette Berkeley N° 10 - Ø 10 mm x 20 cm                   | conf. da 20    |
| 29874       | Curette Berkeley N° 11 - Ø 11 mm x 20 cm                   | conf. da 20    |
| 29875       | Curette Berkeley N° 12 - Ø 12 mm x 20 cm                   | conf. da 20    |

## DISPOSITIVI PER PRELIEVO ENDOMETRIALE



Punta rotonda per un inserimento facile ed agevole con 1 o 4 fori Dispositivo prelievo endometriale (muco) **CE 0123 FDA 29826**

Gradazione in cm per una misurazione semplificata della lunghezza uterina


Dispositivo prelievo endometriale per esame citologico **CE 0476 29940**

L'isterometria può essere misurata facendo riferimento ai punti posizionati a 3, 6 e 9 cm lungo la guaina

Punta biforcuta asimmetrica con protuberanze per prelievo Ø esterno 3,0 mm - Lunghezza 20 cm

- 29826 PIPELLA 1 FORO - monouso, sterile - conf. da 100
  - 29827 PIPELLA 4 FORI - monouso, sterile - conf. da 100
- Per il prelievo endometriale citologico. Permette un'analisi facile ed indolore dell'endometrio evitando la dilatazione e la trazione del collo dell'utero. Foro: Ø 2,0-2,5 mm  
Diametro esterno 3,1 mm  
Lunghezza cannula: 23,5 cm  
Lunghezza manico: 26,5 cm

- 29940 ENDOGYN - monouso, sterile - conf. da 25
- Per il prelievo endometriale citologico. Permette un'analisi facile ed indolore dell'endometrio evitando la dilatazione e la trazione del collo dell'utero. Una guaina esterna scorrevole consente l'apertura a "V" di due braccia dotate di dentature utili per rimuovere e trattenere il tessuto endometriale. La punta di una delle due braccia presenta una forma a emisfero che, una volta, reinserita nella guaina, consente ai tessuti precedentemente rimossi di essere aspirati.



## VETRINI E SCATOLA VETRINI



29775




29777

Molati e sabbati su entrambi i lati, con banda smerigliata



29775

Molati e sabbati su un lato, con banda smerigliata



29774

Molati e non sabbati



29776

SCATOLETTA PER VETRINI  
Scatolettina in plastica trasparente per contenere fino a 3 vetrini.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR

### VETRINI

Dimensioni 76x26 mm, spessore 1,0-1,2 mm angoli 45°

| Codice GIMA     | VETRINI  | conf. da 200 (4 scatole da 50) |
|-----------------|--|--------------------------------|
| 29774           | Molati e non sabbati                                       |                                |
| 29775           | Molati e sabbati su un lato, con banda smerigliata         |                                |
| 29777           | Molati e sabbati su entrambi i lati, con banda smerigliata |                                |
| SCATOLA VETRINI |  |                                |
| 29776           | Scatola vetrini - conf. da 20                              |                                |

## FISSATORE CITOLOGIA

- 29788 FISSATORE SPRAY PER CITOLOGIA GIMAFIX - 100 ml - conf. da 12
  - 29789 FISSATORE SPRAY PER CITOLOGIA GIMAFIX - 200 ml - conf. da 24
- Fissatore per citologia. Composizione: alcol isopropilico, polietilenglicole. Spruzzare a una distanza di 20 cm dal vetrino. Asciuga rapidamente e forma una pellicola sottile per conservare nel tempo il vetrino. Conforme al Regolamento 2017/746 UE. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES.



29788

29789

220

MADE IN ITALY