

# TEST DI GRAVIDANZA: MIDSTREAM, STRISCIA E CASSETTA

**CE 0123** **AUTODIAGNOSI**

**MIDSTREAM**

**29098**

**29097**

**CE 0197**

**Test di gravidanza**

Rilevazione precoce già da 3 giorni prima dell'inizio regolare del ciclo

**SCADENZA DA DATA PRODUZIONE 36 MESI**

**29103**

**CE** **TEST PROFESSIONALI**

**MIDSTREAM**

**29090**

**STRISCIA**

**29091**

**CASSETTA**

**29092**

**CE 0123**

**29097**

**29103**

La striscia larga permette un migliore assorbimento del campione di urina, riducendo il rischio di risultati falsati

GIMA offre una gamma completa di test di gravidanza adatti sia per il mercato da banco (autodiagnosi) che per l'impiego professionale. Tutti gli articoli sono confezionati in scatola di cartone con manuale d'uso multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT, DE\*, PL\*). *\*Solo manuale*

Caratteristiche principali:

- test confezionati singolarmente in una bustina sigillata di alluminio
- estremamente rapidi, risultati in 3 minuti
- rilevazione precoce: possono essere utilizzati dal primo giorno di ritardo del ciclo (3 giorni prima per 29103)
- accuratezza: 99,9% (29090-2), 99,0% (29097-8, 29103)
- sensibilità: 20 mIU/ml (29090, 29091, 29092, 29097, 29098) 10 mIU/ml (29103)
- clinicamente testati

**29090** **29091** **29092**

**Risultati leggibili in 3 minuti (29090, 29097, 29098, 29103)**

Operazione 1 Operazione 2 Operazione 3

Indicatore Urina

Fino al completo cambiamento di colore dell'indicatore

**Positivo** T C T C

**Negativo** T C

**Non valido** T C T C

TEST DI GRAVIDANZA			
Codice GIMA	TEST DI AUTODIAGNOSI	Tipo	Confezionamento
29097	AUTODIAGNOSI 20 mIU/ml	midstream	conf. da 1 pz.
29098	AUTODIAGNOSI 20 mIU/ml	midstream	conf. da 2 pz.
29103	AUTODIAGNOSI ULTRA 10 mIU/ml	midstream (striscia larga)	conf. da 1 pz.
TEST PROFESSIONALI			
29090	TEST PROFESSIONALE	midstream	conf. da 25 pz.
29091	TEST PROFESSIONALE	striscia 4 mm	conf. da 50 pz.
29092	TEST PROFESSIONALE	cassetta	conf. da 40 pz.

# TEST DI OVULAZIONE SENSIBILISSIMI

**TEST DI OVULAZIONE:**  
Autodiagnosi di facile utilizzo per determinare il picco di fertilità nella donna.

Test rilevazione precoce, precisione 99,9% e clinicamente testati. Sensibilità: 35 mIU/ml (29124), 30 mIU/ml (29125). Tutti i prodotti sono confezionati singolarmente in busta di alluminio e scatola di cartone e sono forniti con manuale multilingue (GB, IT, ES, FR, GR, PT, DE, PL). I test hanno 24 mesi di validità dalla data di produzione. Lo stock di GIMA varia tra i 10 e i 22 mesi. Risultati in 3 minuti (29124) o in 5 minuti (29125).

Codice GIMA	TEST DI OVULAZIONE	Tipo	Confezionamento
29124	AUTODIAGNOSI	midstream	conf. da 5 pz
29125	AUTODIAGNOSI	strisce 4 mm	conf. da 25 pz

**AUTODIAGNOSI**

**CE 0123**

**29124**

**29125**

**29124**

**29125**

# TERMOMETRO BASALE

• **25608 TERMOMETRO BASALE DIGITALE °C - scatola appendibile - impermeabile**  
Con 4 cifre, 2 decimali per il controllo della fertilità.

**4 CIFRE, 2 DECIMALI**

**CE 0476**

**25608**

# REGOLO OSTETRICO

• **29099 DISCO GESTAZIONALE**  
Utilizzato da ostetrici e medici per prevedere la futura data di nascita del feto. Utile inoltre per valutare la somministrazione di farmaci. 2 dischi rotanti rivettati al centro: 108 mm di Ø (inferiore) e 76 mm di Ø (superiore). Personalizzabile con il logo desiderato per un minimo di 1.000 unità.

**IL LOGO DESIDERATO PER UN MINIMO DI 1.000 PEZZI**