


PLACCHE MONOUSO - CON/SENZA CAVO



30495
Placca monouso REM
adulti/pediatrica

30563
Cavo

30489, 30492
Placca monouso
adulti

30488, 30493
Placca monouso
REM adulti

30487, 30491
Placca monouso REM
pediatrica

Codice GIMA	PLACCHE MONOUSO CON GEL SOLIDO - senza cavo	Minimo vendita
30491	PLACCA REM - pediatrica	conf. da 25
30487	PLACCA REM - pediatrica	conf. da 100
30492	PLACCA - adulti	conf. da 25
30489	PLACCA - adulti	conf. da 100
30493	PLACCA REM - adulti	conf. da 25
30488	PLACCA REM - adulti	conf. da 100
30495	PLACCA REM IN NON TESSUTO - ad/ped	conf. da 100

Le placche richiedono cavo 30563 per Gima Diatermo o altro cavo (vedere sotto)

PLACCHE MONOUSO CON CAVO - 3 m		
30476	PLACCA CON CAVO presa Ø 6,3 mm	conf. da 25
30478	PLACCA CON CAVO tipo Valleylab	conf. da 25
30479	PLACCA REM IN NON TESSUTO con gel solido con cavo tipo Valleylab - ad/ped	conf. da 25

Tutte le placche e tutti i cavi sono confezionati singolarmente



30478


30479
Placche
adulti/pediatriche

CAVI PER PLACCHE MONOUSO

CAVI PER COLLEGARE LE PLACCHE AGLI ELETTROBISTURI

I cavi bipolari universali sono forniti con un morsetto bipolare per il collegamento a placche monouso con una linguetta (dimensioni 22-25 mm). Vari connettori rendono i cavi compatibili con numerosi dispositivi elettrochirurgici. Durante l'operazione, il cavo può essere fissato al telo chirurgico mediante un morsetto scorrevole di metallo. Senza lattice. Confezionati singolarmente in sacchetti sigillati di polietilene; Dispositivi Medici di Classe I in conformità a 93/42/CEE, MD Classe I.

30563




Collegamento a
unità elettronica

Collegamento
a placca
monouso

ELETTROBISTURI COMPATIBILI

<p>• 30563 CAVO PER PLACCHE - 5 m - Presa jack mono universale 6,3 mm</p> <p>Aesculap: TM, TM401 Alexandra: D205, E300, 500D, 102/201, 2020/E, 202, MICRO180 ALSA: Tutte MF100, MF360/A360, 380100, 180 Berchtold: Elektrotom 200, 390, 400, 540 Birtcher: 772, 773, 737, 737XL, 774</p>	<p>Bovie: Bovie CSV, URO, BS, 400/400, 400SR, X10, X10L Burdick: U-7, SU-8 Cameron-Miller: 26-1290 Cobe: TS-403 Concept: 9600, 9700, 9800, 9900 Dolley: COBII 203T, 502, 503T, 505T Ems Davol: System 2000, 5000</p>	<p>Faset: Serie COBI Gima: tutti i modelli GPS: tutti i modelli I Cuatro: Megeri1 Lamidey: Serie Subtilec: Tutte Serie Surgilec: Tutte Led: tutti i modelli Martin: tutti i modelli</p>	<p>Neomed: Serie 3000, 3000A, 3002, 3006; 3010, 3020 Philips: TS-403 Ritter/Mdt: Solide State 400, 400B, 400SR Sidevan: Seb2 Soxil: BP 2000, X10 Thackray: T3005 Torry: Lem 300 CST</p>
<p>• 30546 CAVO PER PLACCHE - presa con distanziatore - 5 m - Presa jack mono universale 6,3 mm</p> <p>Erbe: ACC, ICC, VIO, T</p>	<p>• 30547 CAVO PER PLACCHE TIPO VALLEYLAB - 5 m - Connettore universale Valleylab</p> <p>Aspenlabs: Excalibur Valleylab: dispositivi tipo REM Bowa</p> <p>Commed Erbe ICC International Erbe ACC International</p> <p>Erbe VIO International</p>		

PLACCHE AUTOCLAVABILI IN METALLO E IN GOMMA



30561
Placca ad
asta neutra

30560
Cavo per
30555, 30556, 30566

30575
Cavo

30564

Placca metallo con cavo

30566

30555

30556

30562
con cavo 4,5 m

30574
(Placca gomma REM per
30626-31, 30633-5, 30693/5/7)

- 30566 PLACCA IN METALLO - richiede cavo 30563
- 30560 CAVO PER PLACCA 30555, 30556, 30566
- 30564 PLACCA NEUTRA PER CHIRURGIA 16x12 cm - con cavo
- 30561 ELETTRODO AD ASTA NEUTRA con cavo per 30625*
- 30562 PLACCA FLESSIBILE IN GOMMA 15x8 cm con cavo 4,5 m
- 30565 PLACCA FLESSIBILE IN GOMMA 25x15 cm con cavo 4,5 m
- 30555 PLACCA ACCIAIO FLEX-GOMMA 18x21 cm - richiede cavo 30560
- 30556 PLACCA ACCIAIO FLEX-GOMMA REM - richiede cavo 30560
- 30560 CAVO PER PLACCHE ACCIAIO-GOMMA 30555 e 30556
- 30574 PLACCA IN GOMMA REM 20x15 cm - richiede cavo 30575
- 30575 CAVO PER PLACCHE IN GOMMA 30573 e 30574

*Disponibile su richiesta per altri elettrocauteri