























CAVI BIPOLARI PER ELETTROBISTURI DEI MARCHI PIÙ NOTI

Cavi bipolari in silicone flessibile di alta qualità. Autoclavabili a 134°C minimo 20 volte (per una maggiore durata è consigliata la sterilizzazione ETO). Lunghezza: 3 m. Adatti alla maggior

parte dei generatori, con connettore per pinze europee o USA. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, RO, GR, HR, Arabo.

 <p>30642 ADATTATORE CAVO BIPOLARE</p>	 <p>Connettore alle pinze</p>	 <p>Connettore all'elettrobisturi</p>	 <p>Connettore alle pinze</p>	 <p>Connettore all'elettrobisturi</p>	 <p>Distanza pin 29 mm</p>	 <p>30643</p>	 <p>30618+ 30642</p>	 <p>30617</p>	 <p>30644</p>	 <p>30639</p>	 <p>30638</p>	
	<p>Codice GIMA: 30632 30618 30640 30637 30643 30618+ 30642 30617 30644 30639 30638</p>	<p>Connettore alle pinze:  EU  US</p>		<p>Connettore alle pinze:  EU  US</p>		<p>Connettore alle pinze:  EU  US</p>		<p>Connettore alle pinze:  EU  US</p>		<p>Connettore alle pinze:  EU  EU</p>		
<p>Compatibilità marca/modello</p>	<p>GIMA: MB 240, MB 380, VALLEYLAB, CONMED, CODMAN, OLYMPUS</p>		<p>GIMA: MB 120 F, MB 200 F, MB 200 D, MB 200T, MB 300 D, MB 400 D, MB 300T, MB 400T LED: SURTRON 120, 200, 200T, 300, 300T, 400, 400T VALLEYLAB, EMC, DOLLEY</p>		<p>GIMA: MB 122, MB 160, MB 200, MB 202</p>		<p>GIMA: MB 80 D, MB 120 D, MB 160 D LED: SURTRON 80, 120, 160</p>		<p>MARTIN, BERCHTOLD, AESCULAP, WOLF</p>		<p>ERBE, SELECT, DOWNS, SIEMENS</p>	


PINZE BIPOLARI MONOUSO - CAVO VALLEYLAB

- 30300 PINZE JEWELER MONOUSO - 11,5 cm - punta 0,5 mm
- 30302 PINZE RETTE MONOUSO - 20 cm - punta 1,0 mm
- 30304 PINZE RETTE MONOUSO - 15 cm - punta angolata 1,0 mm
- 30306 PINZE A BAIONETTA MONOUSO - 20 cm - punta 1,0 mm

Le pinze bipolari monouso sono fornite con cavo lungo 3 m.

Spina Valleylab (stesso connettore e compatibilità di 30640).

Sterilizzazione con ossido di etilene (EtO).



FORBICI BIPOLARI

- 30310 FORBICI BIPOLARI - 18 cm (7") - curve
- 30315 CAVO BIPOLARE IN SILICONE ETHICON - 3 m (10')

Richiede il cavo bipolare 30315
Per forbici bipolari. Connettore 2,5 mm
Compatibilità: stessi modelli dei codici 30632, 30640, 30617*, 30643* (vedere sopra).

*Richiede adattatore 30642



PINZE BIPOLARI SIGILLATURA ARTERIE

- 30320 PINZE BIPOLARI SIGILLATURA ARTERIE - 26 cm (10.5")
- 30325 CAVO SILICONE PER PINZE BIPOLARI SIGILLATURA ARTERIE - 3 m (10')

Richiede il cavo bipolare 30325
Richiede il cavo bipolare 30325
Connettore 4 mm, spina a banana.
Compatibilità: stessi modelli dei codici 30632, 30640, 30617*, 30643* (vedere sopra).

*Richiede adattatore 30642



PEDALI STANDARD E DOPPI

Codice GIMA	PEDALI PER 50, 80, 106, MB 80D, 120D, 120F, 122, 132, 160, 160D, 200, 200D, 200F, 200 T, 202
30577	Pedale stagno MB - cavo 2 metri
30578	Pedale stagno MB - cavo 3 metri
	PEDALE ANTIESPLOSIONE PER MB 120D, 120F, 122, 132, 160, 160D, 200, 200D, 200F, 202
30602	Pedale doppio stagno MB, antiesplorazione, impermeabile
	PEDALI ANTIESPLOSIONE PER MB 240, 300D, 300T, 380, 400, 400D, 400T
30603	Pedale doppio stagno, antiesplorazione, impermeabile - MB240-380
30604	Pedale doppio stagno, antiesplorazione, impermeabile - MB250-400-300D-400D
30608	Pedale doppio stagno, antiesplorazione, impermeabile - MB300-400 TOUCH
	SCHEDA MADRE
30557	Scheda madre - specificare modello e matricola del diatermo nell'ordine
30558	Scheda uscita per MB 240, 250, 380, 400 - specificare come sopra



30602-3-4-8
Permette di selezionare le funzioni CUT e COAG. Antiesplorazione e impermeabile.