

MASCHERINE FILTRANTI FFP2 VALUE&SAFE

MASCHERINA FILTRANTE FFP2 VALUE&SAFE CON ELASTICI
Mascherina FFP2 a cinque strati per proteggere efficacemente sé stessi e gli altri. Conforme ai requisiti FFP2 previsti da EN 149:2001+A1:2009 e al Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

- forma ergonomica che aderisce bene al volto
- strato interno in TNT non irritante, morbido e delicato sulla pelle
- nasello conformabile
- elastici estensibili per le orecchie, non dolorosi anche con uso prolungato
- pieghevole in due per essere facilmente riposta
- ogni maschera è confezionata singolarmente in una busta trasparente
- senza lattice (solo adulti)

PARTICELLE FILTRATE



Lo strato esterno in non tessuto filtra le particelle grandi

5 STRATI

Doppio strato in non tessuto per una filtrazione potenziata

Doppio strato in materiale meltblown filtrante FFP2

FFP2 EFFICIENZA FILTRAZIONE >94%

CE 0370



20732, 20733



20738

20739

20743

CE 0598



20731

20734

20736

20735

CE 0370



CE 0598

FFP2 con valvola

20737



Ogni maschera è confezionata singolarmente

MASCHERINA FILTRANTE FFP2 VALUE&SAFE				
Codice GIMA	Modello	Lingue scatola e istruzioni	Motivo o colore	Minimo vendita
FFP2 SENZA VALVOLA				
20738	FFP2 - adulti-small	GB, FR, IT, ES, DE	arcobaleno	conf. da 20
20739	FFP2 - adulti-small	GB, FR, IT, ES, DE	dinosauri	conf. da 20
20743	FFP2 - adulti-small	GB, FR, IT, ES, DE	bianco	conf. da 20
FFP2 SENZA VALVOLA				
20731	FFP2 - adulti	GB, FR, IT, ES, DE	grigio chiaro	conf. da 20
20732	FFP2 - adulti	GB, FR, ES, DE, PT	bianco	conf. da 20
20733	FFP2 - adulti	IT, GR, PL, CZ, RO	bianco	conf. da 20
20734	FFP2 - adulti	IT, GR, DE, SE, PL	blu	conf. da 20
20735	FFP2 - adulti	GB, FR, IT, ES, PT	nero	conf. da 20
20736	FFP2 - adulti	GB, IT, PT, RO, CZ	bordeaux	conf. da 20
FFP2 CON VALVOLA				
20737	FFP2 - adulti	GB, FR, IT, ES, PT	bianco	conf. da 20
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Inspirazione:	30 l/min% ≤ 0,7	Dimensioni:	Adulti-small	Adulti
Inspirazione:	95 l/min% ≤ 2,4	non ripiegata:	18x13,5 cm	21x15,5 cm
Espirazione:	160 l/min% ≤ 3,0	ripiegata:	9x13,5 cm	10,5x15,5 cm
Penetrazione materiale filtro:	≤ 6%			

MASCHERINE FILTRANTI FFP2 EFFECTIVE CONTRO PARTICELLE


• 20740 MASCHERINA FILTRANTE FFP2 EFFECTIVE GB, FR, ES, PT, DE - conf. da 20 (4 buste da 5)

• 20741 MASCHERINA FILTRANTE FFP2 EFFECTIVE IT, SE, GR, RO, ARABO - conf. da 20 (4 buste da 5)

Mascherina filtrante FFP2 a sei strati per proteggere efficacemente sé stessi e gli altri. Conforme ai requisiti FFP2 previsti da EN 149:2001+A1:2009 e al Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

- forma ergonomica che aderisce bene al volto
 - morbido strato interno in TNT non irritante
 - nasello conformabile
 - elastici flessibili ed estensibili per le orecchie, non dolorosi anche con uso prolungato
 - pieghevole in due per essere facilmente riposta
- Include 20 ganci per regolare gli elastici dietro la testa.

6 STRATI



FFP2 >94%

Efficienza di filtrazione



Adherisce bene Anti-appannante

Gancio per regolare gli elastici

Pieghevole in due per essere facilmente riposta

Elastici per le orecchie



20740

CE 0598
FDA



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Inspirazione:	30 l/min% ≤ 0,7
Inspirazione:	95 l/min% ≤ 2,4
Espirazione:	160 l/min% ≤ 3,0
Penetrazione materiale filtro:	≤ 6%
Dimensioni non ripiegata:	21,4x16 cm
ripiegata:	10,7x16 cm