

## SPECCHI FRONTALI ORL GIMA - BATTERIE O TRASFORMATORE AC/DC

Facile regolazione tramite manopola girevole



31110

Caschetto particolarmente confortevole, con imbottitura removibile e lavabile



31111


Specchio LUX-100 con trasformatore plug-in

DA USARE CON TRASFORMATORE

Fornito con trasformatore per collegarlo alla rete

Specchio tipo Storz

Gli specchi rivestiti in argento emettono una luce estremamente brillante



Rotella per facile regolazione della banda

Caschetto particolarmente confortevole, con imbottitura removibile e lavabile



31109

Tasto accensione su batteria

Fornito con alloggiamento montato su fascia per 2 batterie CR123A 3V (non incluse)

Gli specchi rivestiti in argento emettono una luce estremamente brillante

DA USARE CON BATTERIE

Cavo estensione

Specchio tipo Clar



31108

LUX-100 DISPONIBILE CON LUCE LED

Specchi frontali da Ø 55 o 100 mm di qualità che illuminano perfettamente l'area da esaminare.

La lampadina 6V a lunga durata emette una luce brillante e naturale.

Lo specchio e il fascio di luce possono essere regolati con facilità e precisione.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

### DOTAZIONE STANDARD

LUX TRASFORMATORE AC/DC 31110-31111 LUX BATTERIE\* 31107-31109

Specchio con cingitesta  
Lampadina a lunga durata  
Alloggiamento montato su cingitesta per 2 batterie CR-123A 3V\*\*  
Trasformatore plug-in\* 100/240 V - 50/60 Hz con cavo  
Borsa in cordura

\*Fornito con prese intercambiabili UK, US, EU

\*\*Batteria non inclusa

Codice GIMA	SPECCHI LUX ORL
31108	Specchio LUX-55 batterie*** - Ø 55 mm - 6 V
31109	Specchio LUX-100 batterie*** - Ø 100 mm - 6 V
31107	Specchio LED LUX-100*** - Ø 100 mm - 6 V
31110	Specchio LUX-55 trasformatore AC/DC - Ø 55 mm - 6 V
31111	Specchio LUX-100 trasformatore AC/DC - Ø 100 mm - 6 V
31114	Specchio per LUX-55 - ricambio
31115	Specchio per LUX-100 - ricambio
31116	Lampadina 6V sottovuoto per specchi LUX - ricambio
31119	Borsa per il trasporto per specchi LUX - nera
31117	Astuccio batteria per specchio LUX 31112/3 - ricambio
31124	Cavo di collegamento 30 cm per 31107-9 - ricambio
31118	Trasformatore plug-in* 100-220 V - 50/60 Hz con cavo - ricambio per 31110-1 - opzionale per 31108-31109

\*\*\*Batteria montata su fascia cingitesta

## CASCHETTO 2 LED

• 31168 CASCHETTO 2 LED REGOLABILE IN DUE DIREZIONI con 5 lenti

La lente di ingrandimento può essere regolata in due direzioni.

5 lenti 1,0x, 1,5x, 2,0x, 2,5x, 3,5x, abbinabili a coppie per garantire 11 livelli di ingrandimento e applicazioni più vaste.

Per esempio, con le lenti 1,0x e 2,5x si ottiene un ingrandimento 3,5x.

Fascia cingitesta in pelle PVC. Funzionamento a batterie (non incluse). Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.



31168

Fascia cingitesta regolabile

Regolabile verso l'alto e verso il basso

Luce staccabile

Lenti intercambiabili

## OCCHIALI INGRANDIMENTO

• 30848 OCCHIALI INGRANDIMENTO SMART 2,5X

Montatura con lenti di ingrandimento utili al medico ogni volta che necessita di un ingrandimento del campo visivo. Leggera, pieghevole, può essere indossata sopra gli occhiali. Le lenti 2,5X possono essere inclinate per una messa a fuoco ottimale.



30848

## LAMPADA FRONTALE LED 4W

• 30849 LAMPADA FRONTALE LED H20 PRO

Lampada frontale compatta e leggera con LED Samsung 4W bianco super brillante.

Caratteristiche: Intensità luminosa: luce forte 350 lumen / luce bassa 30 lumen.

Campo: luce forte 100 m / luce bassa 33 m.

Testata per cadute fino a 3 m, pulsante di controllo MCU (Luce forte/Luce bassa/Spegnimento). Struttura in PC con testa in gomma sovrastampata per massima durata. Testa rotante a 115°. Gruppo di Rischio per l'Occhio 2, antipolvere e impermeabile IP67, resistente agli urti IK08.

Ciclo di vita 10.000 accensioni, testata per temperature estreme.

Durata: luce forte: 3 ore - luce bassa: 23 ore. 3 batterie AAA incluse.

• 32200 BATTERIE ALCALINE "AAA" - blister da 4 - ricambio



30849

Dimensioni: 68x47x36,5 mm  
Peso: 75 g