



**Confortevoli mascherine
 Soft Touch adulto e
 pediatriche**
 Comfortable
 adult and paediatric
 Soft Touch masks



Ampolla RF8 a due velocità.
L'ultima evoluzione dell'aerosolterapia:
semplicità costruttiva, facilità d'uso
e pulizia / RF8 Dual Speed nebulizer.
 The latest evolution in aerosol therapy:
 simplicity in design, usability and
 cleaning



**Filtro dell'aria
 ad alta efficienza**
 High efficiency air filter

Puppy

**Nebulizzatore veloce, efficace
 e divertente!**

Fast, effective and fun nebulizer!



**The respiratory
 therapy**

MADE
 IN ITALY

www.flaem.it

Puppy

Nebulizzatore veloce, efficace e divertente!

Fast, effective and fun nebulizer!

Dispositivo Medico per la somministrazione di farmaci tramite inalazione, la cui terapia inalatoria e i farmaci devono essere prescritti dal Medico / Medical Device for the administration of drugs by inhalation, whose inhalation therapy and drugs must be prescribed by the doctor.

Caratteristiche Tecniche / Technical Features

Uso / Use	Continuo / Continuous	
Alimentazione – Potenza / Power supply/Power	230V ~ 50Hz 130VA / Other voltages available on request	
Filtraggio aria Air filtering	Il dispositivo è dotato di un filtro professionale dell'aria in ingresso, che permette di bloccare le impurità e preserva l'integrità del compressore, aiutando a garantire la vita utile dell'apparecchio / The device is equipped with a professional inlet air filter, which blocks impurities and preserves the integrity of the compressor, helping to guarantee the useful life of the appliance	
Portata aria al compressore / Compressor air output	9 l/min (approx)	
Pressione Max / Max pressure	1.8 ± 0.3 bar	
Rumorosità (a 1 m) / Sound level (at 1 m)	52 dB (A) (approx)	
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (length x width x height)	17,7 x 16 x 13,5 cm / 7 x 4.72 inches	
Peso apparecchio / Weight	1,25 Kg	
Garanzia / Warranty	5 ANNI / Please refer to your local dealer	
Conformità Compliance	Conforme al regolamento 2017/745 UE "Dispositivi Medici" e successive modifiche / In compliance with EU regulation 2017/745 Medical Device Directive and following edits	CE 0051
	Esente da ftalati. In conformità a: Reg. (CE) n. 1907/2006 / Phthalates free. In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006	PHTHALATES & BPA FREE

Caratteristiche Tecniche RF8 Dual Speed RF8 Dual Speed nebulizer technical features

	In posizione MAX in MAX position	In posizione MIN in MIN position
Erogazione / Delivery	0,40 ml/min' (1)	0,19 ml/min' (1)
MMAD	4,48 µm (2)	4,01 µm (2)
Frazione respirabile < 5 µm / Breathable fraction < 5 µm (FPF)	55,5 % (2)	61,1 % (2)
Capacità massima / Maximum fill volume	8 ml	

(1) Valori medi riscontrati con soluzione fisiologica 0,9 % NaCl secondo procedura interna Flaem / Average values measured with 0.9% saline solution in compliance with Flaem internal procedure — (2) Caratterizzazione in vitro eseguita da TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaborazione con l'Università di Parma. Maggiori dettagli sono disponibili a richiesta / In vitro testing performed by TÜV Rheinland Italia S.r.l. in collaboration with the University of Parma. More details are available on request.

Accessori / Accessories

Ampolla RF8 Dual Speed / RF8 Dual Speed nebulizer
Boccaglio / Mouthpiece
Mascherina adulto Soft Touch / Soft Touch Adult mask
Mascherina pediatrica Soft Touch / Soft Touch Child mask
Tubo di collegamento da 2 m / 2 m connection tube

Puppy

Codice / Code	KO00P00
Modello / Model	P0513EM F400 + RF8-3
Imballo / Master carton	6 pezzi / 6 pieces



Made in Italy

Per saperne di più
To know more



FLAEM NUOVA S.p.A
Via Colli Storic, 221-223-225
25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
Phone (+39) 030 9910168 - Fax (+39) 030 9910287
E-mail: info@flaemnuova.it
www.flaemnuova.it

CE 0051



FLAEM NUOVA S.p.A
È un'azienda con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system