

DERMATOSCOPI HEINE DELTA 20® T LED^{HQ} 10X - 16X

- 31161 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 20® T LED^{HQ} BETA 4 USB 3,5 V (Li-ion) per polarizzazione e immersione con manico ricaricabile a rete e cavo USB - K-262.28.388
- 31163 DERMATOSCOPIO HEINE DELTA 20® T LED^{HQ} BETA 4 NT 3,5 V (LI-ION) per polarizzazione e immersione con caricatore da tavolo - K-262.24.420

Precisione ottica HEINE - alta qualità, sistema ottico acromatico che garantisce nitidezza e risoluzione insuperabili. La messa a fuoco con ingrandimento da 10x a 16x consente di rilevare anche i dettagli e i particolari più piccoli.

LED in HQ - i nuovi standard LED di illuminazione offrono intensità di luce, omogeneità e resa cromatica ottimali per ogni esame individuale - Temperatura di colore: 5.000 K, Indice di resa cromatica (CRI) > 80 su una scala fino a 100. Ciò assicura un colore veritiero dei tessuti per una diagnosi iperaccurata.

Alternanza tra modalità d'illuminazione polarizzata e non polarizzata - grazie a un pulsante, nessun cambio di piastrina di contatto è necessario. Consente di riconoscere il Blink Sign quando si osservano le strutture cristalline e le milia, aumentando la funzione diagnostica.

Piastrina di contatto piccola opzionale per lesioni di difficile accesso.

Capacità di documentazione digitale - il foto adattatore SLR permette di connettere qualsiasi dermatoscopio della serie DELTA 20 alle principali fotocamere reflex.

Gestione termica LED - garantisce performance di lungo termine e stabilità del prodotto. I materiali di diffusione del calore scelti con cura assicurano una durata fino a 50.000 ore.

GARANZIA 5 ANNI

LED NOW IN HEINE QUALITY.



Fornito con valigetta, compendio dermatoscopico.

- 31162 TESTINA DERMATOSCOPIO HEINE DELTA T LED^{HQ} con piastrina di contatto a scala graduata - K-008.34.221 (può essere usata con qualsiasi maniglia Heine Beta). Fornita con compendio.
- 31179 PIASTRINA DI CONTATTO PICCOLA Ø 8 mm - K-000.34.205
- 31171 ADATTATORE FOTO SLR - per Canon
- 31173 ADATTATORE FOTO SLR - per Nikon
- 31169 CAVO ADATTATORE - 1,30 m



DERMATOSCOPIO HEINE MINI 3000

- 31184 DERMATOSCOPIO XENON-ALOGENO HEINE MINI 3000 10X - D-001.78.107

Dermatoscopio tascabile con ottica di qualità, ingrandimento 10X con regolazione della messa a fuoco, testina in metallo.

Lampadine alogene xenon. Luce chiara concentrata per un'illuminazione uniforme e una resa reale dei colori.

Sistema ottico a colore neutro di alta qualità con lenti acromatiche, per immagini nitide.

Piastrina di contatto standard senza scala.

Fornito completo di un compendio dermatoscopico.

Funziona con batterie AA o ricaricabili (31693) + caricatore Mini 3000 NT (31692) non incluso.

- 31160 DERMATOSCOPIO HEINE MINI 3000 LED^{HQ} 10X - D-008.78.109

Stesse caratteristiche del 31184, con in più: illuminazione a led omogenea e chiara di grande efficacia e un'eccellente resa dei colori (>95). Temperatura di colore 4.000 K.

Luce due volte più chiara rispetto ai dermatoscopi xenon alogeni.

Non richiede manutenzione.

Funzione "fade-out": riduce lentamente l'intensità luminosa in base al livello della batteria per indicare quando sostituirla.

Funzionamento fino a 10 ore.

- 31692 CARICATORE HEINE MINI 3000 NT - X-001.99.484

- 31693 BATTERIA + BASE - X-001.99.487 + X-001.99.488



DERMATOSCOPIO GIMA XENON ALOGENO 10X

- 31187 DERMATOSCOPIO GIMA XENON ALOGENO 2,5V - 10X Microscopio superficiale dotato di luce alogena, per osservare il vero colore dei tessuti e ingrandire fino a 10 volte per un'osservazione perfetta dei dettagli e una diagnosi accurata delle lesioni cutanee pigmentate. Fornito in astuccio nylon, con piastra di contatto di ricambio autoclavabile con scala 0-10 mm. Latex free.

- 32203 BATTERIE "C" - blister da 2

- 31479 LAMPADINA XENON ALOGENA 2,5 V - ricambio

- 31185 REGOLO LESIONI CUTANEE - 21x5 cm

Personalizzabile con logo per un minimo di 2.000 pz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 2 batterie "C" o batteria ricaricabile (34467) + caricatore (31542)
Piastrina di contatto reticolata
Facile regolazione del fuoco



CARATTERISTICHE TECNICHE		
Funzionamento:	continuo	Freq. fotogrammi: 15 fotogrammi/sec.
Fotocamera:	CMOS a colori 1/2,5"	Formato immagine: bmp, jpg
LED:	4 bianchi, 4 UV e 4 polarizzati, regolabili	USB: USB 2.0, 2 mt
Obiettivi:	obiettivo per microscopio ad alta definizione	Batteria: Li-ion
Risoluzione:	1,3 Mpixel	Tempo funzionam.: 2 ore
		Alimentazione: CC 5,0 V/1A
		Consumo: Max 2,5 W
		Dimensioni - peso: 36x142 mm - 88 g
DOTAZIONE STANDARD		
Cavo USB	Righello	1 borsa L + 1 borsa S
Adattatore CA USB	Cappuccio contatto chiuso	Guida rapida + manuale (GB, FR, IT, ES, DE)
Pedale USB	Tubo	Software Mic-Fi Derma su CD