


SPECULUM GIMA MONOUSO PER OTOSCOPI MINI DI VARIE MARCHE

Codice GIMA	SPECULUM MONOUSO PER MINI-OTOSCOPI - LATEX FREE	Colori	Compatibile con		Minimo vendita
			Montato direttamente su	Montato con connettore 31493 su:	
31485	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - grigio		Gima Gimalux, Sigma, Sigma C, Visio 5, Visio 2000 Heine mini 2000, 3000, K180/Beta 200/Beta 400 Riester Ri-Mini, Ri-scope L1-L2, E-scope, Pen-scope Kawe (Picolight, Combilight F030, Eurolight F030) Hoptex Colson Luxamed	Gima: 31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480, 31493 (Linea Parker)	dispenser da 250 dispenser da 250 dispenser da 250 dispenser da 250 conf. da 100 conf. da 100 scatola da 1.000 conf. da 100 conf. da 100 conf. da 100 conf. da 100
31486	Mini speculum monouso Ø 4 mm - grigio				
31487	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - nero				
31488	Mini speculum monouso Ø 4 mm - nero				
31491	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - nero				
31492	Mini speculum monouso Ø 4 mm - nero				
31495	Mini speculum monouso vari colori e diametri				
31496	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - blu				
31497	Mini speculum monouso Ø 4 mm - blu				
31498	Mini speculum monouso Ø 2,5 mm - verde				
31499	Mini speculum monouso Ø 4 mm - verde				
31501	Dispenser HEINE per Mini speculum		31485-8, 31491-2, 31495-9	-	-
Codice GIMA	CONNETTORI PER MINISPECULUM	Colore	Utilizzabile con i codici GIMA		
31493	Connettore otoscopio Parker - mini speculum		31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480		
31494	Connettore coccodrillo (fornito con 100 speculum)		31435, 31436, 31437, 31440, 31441, 31442, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480		



MINI-SPECULUM MONOUSO HEINE

Dispenser a muro per mini speculum, vuoto

31501

Codice GIMA	MINI SPECULUM AURICOLARE MONOUSO HEINE*	Minimo vendita
31501	Dispenser HEINE per Mini speculum - vuoto	-
31502	Mini speculum monouso HEINE AllSpec® Ø 2,5 mm - grigio	dispenser da 250
31503	Mini speculum monouso HEINE AllSpec® Ø 4 mm - grigio	dispenser da 250
31515	Mini speculum monouso HEINE AllSpec® Ø 2,5 mm - grigio	conf. da 1.000
31516	Mini speculum monouso HEINE AllSpec® Ø 4 mm - grigio	conf. da 1.000

*Compatibile con Heine Mini 2000/3000 K180, Beta 200

MINI SPECULUM RIESTER

Gli speculum 31817 e 31819 sono compatibili con Ri-scope L1, L2, E-scope, Ri-mini, Pen-scope

Codice GIMA	MINI SPECULUM AURICOLARE AUTOCLAVABILE per tutti gli otoscopi Riester	Colori	Minimo vendita
31817	Speculum auricolare Riester Ø 2,5 mm - nero	■	conf. da 10
31819	Speculum auricolare Riester Ø 4 mm - nero	■	conf. da 10
MINI SPECULUM AURICOLARE MONOUSO			
Solo per otoscopi E-Scope			
31566	Speculum auricolare E-Scope Ø 2,5 mm - nero	■	conf. da 100
31567	Speculum auricolare E-Scope Ø 4 mm - nero	■	conf. da 100
Solo per Ri-Scope L1, L2 Pen-scope, Ri-mini			
31827	Speculum auricolare Ri-Scope Ø 2,5 mm - nero	■	conf. da 100
31828	Speculum auricolare Ri-Scope Ø 4 mm - nero	■	conf. da 100

SPECULUM E CANNULE RIUTILIZZABILI

Codice GIMA	SPECULUM AUTOCLAVABILI PER OTOSCOPI PARKER - LATEX FREE	Colori	Utilizzabile con i codici GIMA	Compatibile con	Minimo vendita
31447	Kit di 3 speculum veterinari autoclavabili Ø 4, 5, 7 mm	■	31442		Un kit
31448	Kit di 3 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5 mm	■	31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480	Heine*, Kawe, Riester	Un kit
31451	Kit di 5 speculum autoclavabili Ø 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 9 mm	■	31435-37, 31440-42, 31471, 31473, 31475, 31477, 31480	Heine*, Kawe, Riester	Un kit
31453	Kit di 3 cannule veterinarie metalliche (Ø 4, 5, 6 mm) + 2 speculum metallici aperti (Ø 7,5 ad 9,4 mm)	■	31422, 31424, 31425		Un kit
31483	Pompetta per insufflazione	■	31435/36/37/40/42/71/73/75/77-31520/21/22, 31535	Heine, Kawe, Riester	-

*Non compatibile con Mini 3000

Speculum GIMA autoclavabili cod. 31447, 31448, 31451:
 - Prodotti in materiale termoplastico resiliente
 - Superficie liscia e opaca per una facile pulizia
 - Aggancio metallico a baionetta
 - Autoclavabili a 134°C

Pompetta in PVC
31483
 Peso 60g

Lunghezza totale 54 cm, tubo 46 cm

GIMA

31448: 2,5 mm, 3,5 mm, 4,5 mm

31451: 4,5 mm, 2,5 mm, 5,5 mm, 3,5 mm

9 mm

2 modelli finestrati con 60 mm di apertura e bordi arrotondati, inserimento anti-trauma

31453: 4,0 mm, 7,5 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 9,4 mm

Superficie interna opaca per ridurre il rischio di riflesso. Per uso con otoscopi aperti veterinari. Vedere pagina 441