

ASTUCCI MORBIDI MULTIUSO

- 27137 ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - nero
- 27138 ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - blu

Il divisorio interno separa l'astuccio in due scomparti, uno per lo stetoscopio, uno per gli accessori infermieristici.
Scomparto inferiore con una tasca elastica e una tasca trasparente con cerniera.
Scomparto superiore con 6 anelli elastici, una tasca trasparente con cerniera e una tasca con rete.
Doppia cerniera per facilitare l'accesso.
Dimensioni: 28x12,5x6,5 cm.
Maniglia per il trasporto.



27137

27138

27137

ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC

- 32667 ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC - nero
- 32668 ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC - bordeaux
- 32669 ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC - turchese
- 32670 ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC - rosa

Astuccio rigido protettivo di alta qualità per stetoscopi a tubo singolo di stile classico, disponibile in 4 colori. Un interno preformato mantiene lo stetoscopio in posizione, proteggendo la membrana sensibile e il tubo. Struttura leggera in plastica di etilene e acetato di vinile (EVA) e robusto guscio protettivo esterno rivestito in nylon 1680D.
L'interno stampato preformato può anche essere rimosso per un utilizzo flessibile. Cerniera antipolvere e impermeabile sigillata con tira-zip in gomma facile da impugnare per una semplice apertura e chiusura. Tasca interna in rete per riporre gli accessori aggiuntivi. Dotato di maniglia per un facile trasporto.
Dimensioni esterne 28x16x5 cm;
Dimensioni interne 26,5x14,5x4 cm. Peso: 220 g



Alloggiamenti preformati per olive

Vassoio EVA estraibile, rivestito con tessuto multispandex

32670

32668

32669

32667

Tasca in rete con elastico, 14x19 cm

COPRISTETOSCOPI

Coprissetoscopi per uso in pediatria, si adattano a ogni tipo di stetoscopio.

Codice GIMA	COPRISTETOSCOPI PER PEDIATRI
32653	Coprissetoscopio maialino
32654	Coprissetoscopio draghetto



32653

32654

RICAMBI E ACCESSORI PER STETOSCOPI

Codice GIMA	LIRE COLORI ASSORTITI	Minimo vendita
32620	Lira colori assortiti	conf. da 20
32621	Lira - nero	conf. da 20
32622	Lira - verde	conf. da 20
32623	Lira - blu	conf. da 20
32624	Lira - rosso	conf. da 20
32625	Lira - arancione	conf. da 20
32626	Lira - azzurro	conf. da 20
32627	Lira - giallo	conf. da 20
32628	Lira - viola	conf. da 20
32629	Lira - rosa	conf. da 20
ARCHETTO - MEMBRANA - TESTE		
32655	Testa fonendo - anello nero	10 pezzi
32656	Testa duofono - anello nero	10 pezzi
32666	Archetto BERTA fisso	1
32678	Membrana Ø 45mm per Classic adulti	10 pezzi
OLIVE AURICOLARI E RACCORDI		
32657	Olive standard - rigide - universali	conf. da 10
32658	Olive rigide a vite - per Classic, Wan, Yton, Regalite	conf. da 10
32663	Olive a fungo per Trad, Wan, Yton, Design, Linus, Regalite e Classic	conf. da 10



32666

32656

32678

32655

32657

32658

32663