

STETOSCOPI WAN - ADULTI



STETOSCOPI WAN cromati

STETOSCOPI WAN ADULTI

Padiglione in lega di zinco cromata, anello di fissaggio in plastica, archetto con molla esterna, tubo in PVC in tinta con ghiera antibruido. Garantiscono ottime prestazioni acustiche. Padiglione: Ø 45 mm, campana Ø 30 mm. Lunghezza tubo: 63 cm, Ø interno 4,2 mm, esterno Ø 8 mm. Confezionati in scatola di cartone. Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

Codice GIMA	STETOSCOPI WAN	
32569	Fonendo WAN adulti - nero	■
32570	Fonendo WAN adulti - blu royal	■
32571	Fonendo WAN adulti - bordeaux	■
32572	Fonendo WAN adulti - arancione	■
32574	Duofono WAN adulti - nero	■
32575	Duofono WAN adulti - blu royal	■
32576	Duofono WAN adulti - bordeaux	■
32577	Duofono WAN adulti - arancione	■
32678	Membrana Ø 44 mm - ricambio	■

STETOSCOPI PEDIATRICI-NEONATALI



STETOSCOPI PEDIATRICI E NEONATALI WAN:

Padiglione in lega di zinco cromata, anello di fissaggio in plastica, archetto con molla esterna, tubo in PVC in tinta con ghiera antibruido. Garantiscono ottime prestazioni acustiche. Padiglione: Ø 35 mm, campana Ø 30 mm (pediatrico) o Ø 22 mm, campana Ø 19 mm (neonatale). Lunghezza tubo: 63 cm. Confezionati in scatola di cartone. Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.


WAN PLUS:

Medesime caratteristiche del WAN standard con archetto a molla interna, tubo di eccellente qualità e 2 paia di olive morbide di diversa misura di colore coordinato.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.

Codice GIMA	STETOSCOPI WAN	
32508	Duofono WAN neonatale - rosso	■
32509	Duofono WAN neonatale - grigio	■
32513	Duofono WAN pediatrico - azzurro	■
32515	Duofono WAN pediatrico - rosso	■
32511	Duofono WAN PLUS pediatrico - rosa	■
32506	Duofono WAN PLUS pediatrico - nero	■

STETOSCOPI YTON




STETOSCOPI YTON:

Fonendi o duofoni Gima Yton. Padiglione in solido alluminio con Ø 45 mm, campana con Ø 30 mm (per duofoni) con anello di fissaggio in plastica di colore coordinato. Finitura "Duracote".

Disponibili in quattro colori: verde scuro, blu scuro, rosso e blu acqua.

Manuale e scatola in 11 lingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, SE, HU, Arabo.

Prodotto senza utilizzo di gomma naturale o lattice.



Codice GIMA	STETOSCOPI YTON	
49500	Fonendo Yton - verde scuro	■
49501	Fonendo Yton - blu scuro	■
49502	Fonendo Yton - rosso	■
49503	Fonendo Yton - blu acqua	■
49510	Duofono Yton - verde scuro	■
49511	Duofono Yton - blu scuro	■
49512	Duofono Yton - rosso	■
49513	Duofono Yton - blu acqua	■