

# STETOSCOPI CLASSIC: ALTA QUALITÀ ACUSTICA



**STETOSCOPI CLASSIC IN ACCIAIO INOX - Adulti e pediatrici**  
 Stetoscopi di alta qualità con padiglione in acciaio inox e archetto in acciaio inox con doppia molla interna ed eleganti tubi in PVC per un'efficacia acustica superiore. I tubi a "Y" in PVC di 55 cm, la ghiera antifreddo e l'anello di fissaggio della membrana, in colori coordinati, garantiscono un ottimo confort al paziente e un design attraente. Forniti in una scatola con spugna sagomata con due coppie di auricolari morbidi. Testa: Ø 45 mm (adulti), Ø 35 mm (pediatrico). Scatola e manuale in: GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, SE, RO, BG, Arabo.

### DUOFONO CLASSIC IN 11 COLORI



Codice GIMA	ACCESSORI - RICAMBI
32678	Membrana Ø 44 mm - ricambio per Classic adulti
32664	Olive auricolari rigide a vite - bianche ricambio per Classic/Wan/Yton/Duca/Regalite

Codice GIMA	DUOFONI LINEA CLASSIC - ACCIAIO INOX - ADULTI
32531	Duofono Classic adulti - verde scuro
32532	Duofono Classic adulti - arancione
32533	Duofono Classic adulti - azzurro
32534	Duofono Classic adulti - nero
32535	Duofono Classic adulti - bordeaux
32536	Duofono Classic adulti - blu scuro
32537	Duofono Classic adulti - verde
32538	Duofono Classic adulti - rosso
32539	Duofono Classic adulti - rosa
32540	Duofono Classic adulti - blu brillante
32541	Duofono Classic adulti - lilla

Codice GIMA	DUOFONI LINEA CLASSIC - ACCIAIO INOX - DIDATTICI
32542	Duofono Classic didattico - nero <i>auscultazione simultanea da parte di 2 persone</i>
DUOFONI LINEA CLASSIC - ACCIAIO INOX - PEDIATRICO	
32512	Duofono Classic pediatrico - azzurro
32516	Duofono Classic pediatrico - nero



# STETOSCOPI CARDIOLOGICI

- 32550 STETOSCOPIO CARDIOLOGICO CLASSIC - blu
- 32551 STETOSCOPIO CARDIOLOGICO CLASSIC - bordeaux
- 32552 STETOSCOPIO CARDIOLOGICO CLASSIC - nero

Questo modello combina l'eccellenza acustica con una grande durata. Le sue caratteristiche innovative comprendono:  
 - testa in acciaio inossidabile (Ø 33-44 mm) con campana a forma di cono per le basse frequenze  
 - archetto in acciaio inossidabile con doppia molla interna  
 - membrana di grande sensibilità per amplificare i suoni  
 - tubo in PVC (diametro interno 6,5 mm, esterno 12 mm) lungo 55,5 cm, elegante e robusto  
 Scatola e manuale in 11 lingue: GB, FR, DE, IT, ES, PT, GR, PL, HU, SE, Arabo.

• 32678 MEMBRANA Ø 44 mm - ricambio

Ghiera antibrivo, anello di fissaggio della membrana e tubo in PVC in colori coordinati



32552

# STETOSCOPIO PROFESSIONALE

- 32526 REGALITE - nero

Eccellente stetoscopio a padiglione singolo. Padiglione cromato e archetto con molla interna "SUPERFLEX" e tubo in PVC monopezzo. Fornito in scatola deluxe, con olive morbide e una membrana di ricambio. Scatola e manuale in 7 lingue: GB, FR, IT, ES, PT, GR, Arabo.



32526



Fornito in scatola imbottita, con 2 coppie di auricolari in PVC

32552