



**Codice 1315010**




L'ercolina singola è un dispositivo utile per l'esecuzione di molteplici esercizi di rinforzo e resistenza muscolare sia per arti superiori che per inferiori. E' un dispositivo che deve essere ancorato a parete. Struttura in acciaio verniciato unica stazione a doppio rinvio a corda.

Completa di maniglia, carrucola e moschettone.

Gli esercizi si possono eseguire in postura eretta o seduta, e con carichi variabili limitati mediante l'impiego di pesi.



## CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALE IN DOTAZIONE

|             |        |   |
|-------------|--------|---|
| Altezza     | 195 cm |   |
| Larghezza   | 30 cm  |   |
| Profondità  | 28 cm  |   |
| Maniglie    | 1      |  |
| Carrucola   | 2      |  |
| Moschettone | 1      |  |

### FISIOTECH SRL





**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONAL

| Codice  | Descrizione   |  |
|---------|---|--|
| 1316041 | Dischi in ghisa da 1 kg.<br>Peso max consentito 8 kg. |   |
| 1316052 | Cavigliera con gancio                                 |   |
| 1317116 | Gancio a "S"  |  |
| 1316031 | Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 0,5           |  |
| 1316032 | Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 1             |  |
| 1316033 | Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 2             |  |
| 1316034 | Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 3             |  |
| 1316035 | Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 4             |  |
| 1316036 | Sacchetto di sabbia con occhiello da kg 5             |  |

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956