



Spalliera svedese a due campate in legno di faggio verniciato al naturale con pioli a sezione ovoidale. I pioli superiori sono uno sporgente e l'altro rientrante per esercizi in sospensione. Viene fornita completa di attacchi in acciaio zincato da fissare a parete.

La spalliera è utile nell'esecuzione di diversi esercizi per le articolazioni e la muscolatura, in particolare per esercizi di ginnastica preventiva e terapeutica contro il mal di schiena. Inoltre la spalliera può essere utilizzata per eseguire esercizi ginnici e di riabilitazione, stretching delle articolazioni, esercizi correttivi per varie forme di paramorfismi e può essere utilizzata anche dai bambini per esercizi di scioltezza articolare.



## DATI TECNICI

<b>Altezza</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Codice</b>	<b>Carico in sicurezza</b>
250 cm	180 cm	1412040	125 kg

### FISIOTECH SRL


**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONAL

Codice	Descrizione	
1412500	<b>Poggiaschiena curvo colore nero.</b> Imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifuga. Dimensioni: Altezza 65 cm - Larghezza 40 cm - Profondità 18 cm	
1412510	<b>Panca per spalliera colore nero.</b> Panca agganciabile a spalliera. Piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifuga. Completa di cinghia ferma piedi. Dimensioni: Altezza 180 cm – Larghezza 30 cm	
1412520	<b>Parte sporgente.</b> Applicabile a spalliera in acciaio verniciato con griglia per gli agganci. Utile per trazioni cervicali e puleggioterapia. Dimensioni: Altezza 40 cm – Larghezza 64 cm Profondità 87 cm.	
1317114	Carrucola	
1316052	Cavigliera con gancio	
1317112	Fune lunghezza 20 mt	

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956