



Spalliera 13 pioli a sezione ovoidale in faggio verniciato al naturale. Montanti in acciaio verniciato completi di attacchi di fissaggio a parete. La spalliera è utile nell'esecuzione di diversi esercizi per le articolazioni e la muscolatura, in particolare per esercizi di ginnastica preventiva e terapeutica contro il mal di schiena. Inoltre la spalliera può essere utilizzata per eseguire esercizi ginnici e di riabilitazione, stretching delle articolazioni, esercizi correttivi per varie forme di paramorfismi e può essere utilizzata anche dai bambini per esercizi di scioltezza articolare.



## DATI TECNICI

Altezza	Larghezza	Codice	Carico in sicurezza
240 cm	90 cm	1412010	125 kg

### FISIOTECH SRL







**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONAL

Codice	Descrizione	
1412500	Poggiaschiena curvo colore nero. Imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifuga. Dimensioni: Altezza 65 cm - Larghezza 40 cm - Profondità 18 cm	
1412510	Panca per spalliera colore nero. Panca agganciabile a spalliera. Piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifuga. Completa di cinghia ferma piedi. Dimensioni: Altezza 180 cm – Larghezza 30 cm	
1412520	Parte sporgente applicabile a spalliera in acciaio verniciato con griglia per gli agganci. Utile per trazioni cervicali e puleggioterapia. Dimensioni: Altezza 40 cm – Larghezza 64 cm Profondità 87 cm.	
1317114	Carrucola	
1316052	Cavigliera con gancio	
1317112	Fune lunghezza 20 mt	

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956