

STETOSCOPI ERKA FINESSE



STETOSCOPI FINESSE - FINESSE LIGHT

Il doppio padiglione reversibile rende questo strumento ideale per qualsiasi tipo di visita medica.

Il lato della membrana garantisce una perfetta auscultazione per l'intero spettro di frequenza, mentre la campana è progettata appositamente per le basse frequenze.

STETOSCOPI FINESSE²

Il padiglione combinato presenta due lati membrana, ognuno dei quali garantisce un'auscultazione ottimale dell'intero spettro di frequenza. La membrana grande è ideale per l'auscultazione degli adulti; quella piccola per i bambini o i pazienti molto snelli.

Tutti gli stetoscopi Erka vengono forniti con astuccio porta-fonendo



CARATTERISTICHE	Finesse Light	Finesse e Finesse ²
Il lato convesso della membrana ERKA offre una risonanza e un suono eccellenti.	X	X
La ghiera anti-freddo assicura il massimo comfort al paziente.		X
La superficie ultra brillante, cromata, non porosa e in ottone del padiglione assicura un'igiene ottimale.	X	X
Due canali paralleli, posti all'interno di un unico tubo, evitano i rumori che si riscontrano nei fonendo a doppio tubo. Attraverso la molla integrata nel tubo, non vi è alcuna perdita acustica dal padiglione all'orecchio.		X
Il design ergonomico e le olive ultra morbide garantiscono un'eccellente isolamento acustico contro i rumori delle interferenze esterne e massimizzano il comfort dell'utilizzatore.	X	X
L'inclinazione standard dell'archetto a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del canale uditivo di ciascun utente.	X	X

Codice GIMA	Codice ERKA	STETOSCOPI ERKA lunghezza tubo 55 cm	
FINESSE LIGHT ADULTO - testa Ø 44,5/33,5 mm			
32250	520 000 10	■	Finesse light - nero
32251	520 000 20	■	Finesse light - blu navy
32252	520 000 55	■	Finesse light - verde scuro
FINESSE PEDIATRICO - testa Ø 31/26,5 mm			
32256	549 000 00	■	Finesse pediatrico - nero
32257	549 000 25	■	Finesse pediatrico - azzurro
32258	549 000 35	■	Finesse pediatrico - rosa
FINESSE ADULTO - testa Ø 44,5/33,5 mm			
32262	550 000 00	■	Finesse adulto - nero
32263	550 000 05	■	Finesse adulto - grigio scuro
32264	550 000 20	■	Finesse adulto - blu navy
32265	550 000 55	■	Finesse adulto - verde scuro
32266	550 000 60	■	Finesse adulto - bordeaux
FINESSE² PEDIATRICO - testa Ø 30/21,3 mm			
32270	536 000 00	■	Finesse ² pediatrico - nero
32271	536 000 35	■	Finesse ² pediatrico - rosa
FINESSE² ADULTO - testa Ø 47/30 mm			
32275	535 000 00	■	Finesse ² adulto - nero
32276	535 000 05	■	Finesse ² adulto - grigio scuro
32277	535 000 20	■	Finesse ² adulto - blu navy

STETOSCOPI ERKAPHON



Il doppio padiglione consente di passare facilmente dalla funzione membrana alla campana. La membrana è adatta all'auscultazione di frequenze alte e basse, mentre la campana è adatta per impulsi cardiaci

STETOSCOPI ERKAPHON:

Stetoscopi ad elevata precisione per un'acustica eccellente. Tutti gli stetoscopi sono dotati di tubo a Y di 56 cm, archetto biaurolare e padiglione in ottone cromato (32350, 32358) o alluminio (32344-6), membrana Ø 44 mm, campana Ø 30 mm (solo 32358).

Codice GIMA	Codice ERKA	STETOSCOPI ERKAPHON	
ERKAPHON PADIGLIONE PIATTO - alluminio			
32344	544 000 10	■	Erkaphon padiglione piatto - nero
32345	544 000 20	■	Erkaphon padiglione piatto - blu navy
32346	544 000 25	■	Erkaphon padiglione piatto - azzurro
ERKAPHON PADIGLIONE PIATTO - cromato			
32350	543 000 10	■	Erkaphon padiglione piatto - nero
ERKAPHON PADIGLIONE DOPPIO - cromato			
32358	541 000 10	■	Erkaphon padiglione doppio - nero