


STETOSCOPI MONOPAZIENTE 3M™

3M™ ha elaborato un nuovo stetoscopio che combina l'acustica avanzata e la prevenzione delle infezioni. Studiato per l'uso su un solo paziente adulto o pediatrico in isolamento, viene smaltito dopo l'impiego, riducendo i potenziali rischi di contaminazione crociata tra pazienti che possono presentarsi con gli stetoscopi riutilizzabili.

- acustica di qualità con suoni chiari e affidabili
- le olive morbide e flessibili isolano dai rumori
- la membrana sensibile alla pressione consente di sentire suoni ad alta e a bassa frequenza, variando la pressione sulla testina
- il comodo archetto binauricolare flessibile e le aste angolate forniscono un'ottima aderenza
- tubo flessibile per spostare e posizionare facilmente la testina
- testina stampata a presa facilitata per varie posizioni delle mani



| Codice GIMA | Codice 3M | STETOSCOPI MONOPAZIENTE 3M™ - lunghezza 72,4 cm | Minimo vendita |
|---------------------------------------|------------|---|----------------|
| Pediatrico - testina Ø 36,2 mm | | | |
| 51400 | SPS-YP1010 | 3M™ Monopaziente - pediatrico | conf. da 10 |
| 51405 | SPS-YP1100 | 3M™ Monopaziente - pediatrico | conf. da 100 |
| Adulti - testina Ø 45,2 mm | | | |
| 51410 | SPS-YA1010 | 3M™ Monopaziente - adulti | conf. da 10 |
| 51415 | SPS-YA1100 | 3M™ Monopaziente - adulti | conf. da 100 |



3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II

Membrana fluttuante per frequenze alte e basse. Leggerissimo, solo 118 g. Padiglione in lega aerospaziale.

| Codice GIMA | Codice 3M | 3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E. - lunghezza 71 cm |
|-------------|-----------|---|
| 32388 | 2456 | ■ Littmann® Lightweight II S.E. - rosa |
| 32389 | 2452 | ■ Littmann® Lightweight II S.E. - blue caraibi |
| 32390 | 2450 | ■ Littmann® Lightweight II S.E. - nero |
| 32391 | 2451 | ■ Littmann® Lightweight II S.E. - bordeaux |
| 32392 | 2454 | ■ Littmann® Lightweight II S.E. - blu cielo |



ACCESSORI 3M™ LITTMANN®

| Codice GIMA | Codice 3M | ACCESSORI 3M™ LITTMANN® |
|---|-------------|--|
| MEMBRANA FLUTTUANTE E GHIERA DI ASSEMBLAGGIO + GHIERA ANTIFREDDO + OLIVE | | |
| 51464 | 40005 | ■ Per Classic II S.E. - nero - blister |
| 51465 | 40006 | ■ Per Classic II S.E. - grigio - blister |
| 51466 | 40020 | ■ Per Lightweight - nero - blister |
| 51467 | 40021 | ■ Per Lightweight - marrone chiaro - blister |
| MEMBRANA FLUTTUANTE+GHIERA DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE | | |
| 51470 | 40011 | ■ Per Master Cardiology - nero - blister |
| 51471 | 40018 | ■ Per Master Cardiology - grigio - blister |
| 51473 | 40022 | ■ Per Master Classic™ - nero - blister |
| 51474 | 40023 | ■ Per Master Classic™ - grigio - blister |
| MEMBRANA FLUTTUANTE + 2 GHIERE DI ASSEMBLAGGIO | | |
| 51477 | 40012 | ■ Per Classic II™ - Paediatric - nero - blister |
| 51478 | 40013 | ■ Per Classic II™ - Infant - nero - blister |
| 2 MEMBRANE FLUTTUANTI + GHIERE DI ASSEMBLAGGIO + OLIVE | | |
| 51482 | 40016 | ■ Per Classic III™, Cardiology IV™, Core - nero - blister |
| 51483 | 40017 | ■ Per Classic III™, Cardiology IV™, Core - grigio - blister |
| OLIVE per tutti i modelli | | |
| 51490 | 40001 | ■ Olive - nere - piccole e grandi - blister |
| 51491 | 40002 | ■ Olive - grigie - piccole e grandi - blister |
| 51494 | 40007 | ■ Targhetta per nome - nera - blister |
| 51495 | 40008 | ■ Targhetta per nome - grigia - blister |
| MEMBRANA + GHIERA - conf. da 5 | | |
| 32452 | 36554 | ■ Per Master Cardiology - nero |
| MEMBRANE O GHIERE | | |
| 51445 | MEMB/E3200 | ■ Membrana per Electronic 3100 - 3200 - nero |
| 32478 | 78808303222 | ■ Membrana per Electronic 3000 - grigio scuro |
| ANELLI NEOPRENE | | |
| 32476 | 36547 | ■ Anello neoprene nero - infant - conf da 5 |
| 32455 | 36569 | ■ Anello neoprene grigio - infant - conf da 5 |
| 51455 | 36546 | ■ Anello neoprene nero - pediatrico - conf. da 5 |
| 32459 | 36544 | ■ Anello neoprene nero - Classic II, Lightweight - conf. da 10 |



Tutti gli accessori (da 51464 a 51495) sono venduti in blister

Grossista autorizzato

